

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-stolik-zabiegowy-p-2081.html>



Mobilny stolik zabiegowy

Cena brutto	2 550,00 zł
Cena netto	2 361,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-H-01
Kod producenta	H-02-BP-ABS3-0000-K6.3

Opis produktu

Mobilny stolik zabiegowy z regulowanym stelażem i eleganckim designem

Szukasz doskonałego towarzysza do swojego gabinetu lub pracowni medycznej? Oto mobilny stolik zabiegowy, który sprostą Twoim oczekiwaniom. Nasz stolik to połączenie funkcjonalności, jakości wykonania oraz nowoczesnego designu. Pozwól nam przedstawić Ci jego najważniejsze cechy.

Solidna konstrukcja

Stolik został wyposażony w stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało, co zapewnia nie tylko trwałość, ale także elegancki wygląd. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe. To rozwiązanie eliminuje konieczność wykonywania otworów, co sprawia, że stolik można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb.

Estetyczny blat

Blat stolika wykonany jest z tworzywa ABS w kolorze białym i posiada przegłębienie o wysokości 6 mm. Dzięki temu można na nim bezpiecznie umieszczać różnego rodzaju narzędzia i instrumenty, nie martwiąc się o ich spadanie. Wymiary blatu górnego pozwalają na wygodne wykonywanie zabiegów, a jego powierzchnia użytkowa jest wystarczająco duża, by pomieścić wszystkie niezbędne narzędzia.

Mobilność i stabilność

Podstawa stolika wykonana jest z wytrzymałej stali, a jej osłona z tworzywa ABS w kolorze białym nadaje stolikowi elegancki wygląd. Stolik jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co pozwala na łatwe przemieszczanie go po pomieszczeniu oraz utrzymanie stabilności podczas zabiegów.

Detale, które przyciągają uwagę

Elementy dekoracyjne stolika zostały lakierowane na kolor z palety RAL, co pozwala dostosować go do wystroju wnętrza. Stolik został wyprodukowany w kraju, co gwarantuje wysoką jakość wykonania.

Dane techniczne

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10

-
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
 - Wymiary półki [mm]: 655x410x10
 - Wymiary powierzchni użytkowej półki [mm]: 630x385 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Stolik jest dostępny ze stawką 8% VAT. To doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy cenią sobie jakość, funkcjonalność i estetykę. Daj sobie ułatwić pracę i zainwestuj w mobilny stolik zabiegowy, który spełni Twoje oczekiwania.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary