

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-wozek-gastronomiczny-p-2011.html>



Mobilny wózek gastronomiczny

Cena brutto	2 472,00 zł
Cena netto	2 288,89 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-01-D-KO
Kod producenta	D-03-B2Q-66-KO-K5

Opis produktu

Prezentujemy mobilny wózek gastronomiczny Stolik Oddziałowy, innowacyjne rozwiązanie zapewniające wygodę i funkcjonalność w codziennych zadaniach medycznych. Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych potrzebach personelu medycznego, ten mobilny stolik zapewnia niezawodność i trwałość w każdych warunkach.

Stolik Oddziałowy został stworzony z myślą o efektywnej obsłudze w placówkach medycznych, oferując unikalne cechy i wysoką jakość wykonania. Jego konstrukcja opiera się na blacie w formie wyjmowanej tacy o wymiarach 705x390x18 mm, co umożliwia łatwe przenoszenie i dostosowywanie do różnych zadań.

Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, Stolik Oddziałowy gwarantuje trwałość i higienę w każdym zastosowaniu. Stelaż wyposażony jest w solidne koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co zapewnia łatwe poruszanie się po placówce medycznej. Uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowi zintegrowany element konstrukcji, dodając stabilności i ergonomicznego użytkowania.

Dodatkowym atutem Stolika Oddziałowego jest jego funkcjonalność, reprezentowana przez wyjmowaną tacę oraz kuwetę z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm i 335x260x60 mm, odpowiednio. Te elementy umożliwiają łatwe utrzymanie czystości i higieny, co jest kluczowe w środowisku medycznym.

Wymiary całkowite to 810x430x890 mm, a powierzchnia użytkowa tacy i kuwety to 610x360x17 mm oraz 335x260x60 mm, odpowiednio. Stolik Oddziałowy to nie tylko praktyczne narzędzie pracy, ale także estetyczne i solidne rozwiązanie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zainwestuj w Stolik Oddziałowy i zyskaj mobilność, funkcjonalność i trwałość na najwyższym poziomie.

Mobilny wózek gastronomiczny, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 810x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

