

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mobilny-wozek-pod-aparature-p-3185.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP2 – 2 szuflady i uchwyt monitora

Cena brutto	6 426,00 zł
Cena netto	5 950,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-03-P2S(1)-50-100(C 140)

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z uchwytem monitora i 2 szufladami

Model AP2 w tej wersji został wyposażony w 1 półkę 500x500 mm, 2 szuflady 500x500x155 mm, szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami, wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na dwa haczyki oraz uchwyt monitora na sprężynie gazowej.

Taka konfiguracja sprawdza się wszędzie tam, gdzie oprócz miejsca na aparaturę potrzebna jest również wygodna organizacja akcesoriów, monitor oraz osprzęt pomocniczy w jednym mobilnym stanowisku.

W serii AP2 dostępne są także inne warianty wyposażenia, dlatego przy wyborze warto zwrócić uwagę na układ półki, szuflad oraz elementów dodatkowych. Ten model łączy miejsce na aparat, dwie szuflady, uchwyt monitora i osprzęt pomocniczy w jednym mobilnym stanowisku.

Najważniejsze wyposażenie

- 1 półka stalowa o wymiarach 500x500 mm
- 2 szuflady stalowe o wymiarach 500x500x155 mm
- wysokość frontu szuflady: 130 mm
- 1 szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami
- 1 wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na dwa haczyki
- 1 uchwyt monitora na sprężynie gazowej

Konstrukcja i wykonanie

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego na biało. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą, co ogranicza gromadzenie się zabrudzeń.

Półka i szuflady są stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem. Fronty szuflad lakierowane są na kolor według palety RAL. Również elementy dekoracyjne, takie jak maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu, redukcja wysięgnika i fronty szuflad, mogą być wykonane w kolorystyce zgodnej z paletą RAL.

Podstawa jest stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym. Wózek wyposażono w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą.

Zastosowanie

Model AP2 w tej konfiguracji sprawdza się tam, gdzie oprócz samej aparatury trzeba wygodnie ułożyć monitor, sprzęt pomocniczy oraz akcesoria robocze wymagające przechowywania w szufladach. Jest to rozwiązanie odpowiednie do gabinetów diagnostycznych, stanowisk zabiegowych i innych przestrzeni medycznych, w których liczy się mobilność, porządek oraz możliwość dopasowania ustawienia elementów do konkretnego urządzenia.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Model	AP2
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-03-P2S(1)-50-100(C140)-ABS3
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	620x585x1400 mm
Wysokość wózka od podłoża do półki	1000 mm
Wymiary półki	500x500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450x450 mm
Wymiary szuflady	500x500x155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450x450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425x450x105 mm
Wyposażenie standardowe	1 półka, 2 szuflady, szyna instrumentalna, wyciągacz kroplówki, uchwyt monitora
Konstrukcja stelaża	Profil aluminiowy lakierowany na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach
Podstawa	Stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	100 mm, w tym 2 z blokadą
Kolorystyka	Fronty szuflad i elementy dekoracyjne według palety RAL
Dostępne szerokości półki	450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Informacja dodatkowa	Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka i cenę
Informacja jakościowa	Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485

Informacje dodatkowe

- Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.
- Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo / stal) zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia.
- Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę.

Powiązane warianty i kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) – pełna kategoria wózków i stolików do aparatury medycznej.
- [Mobilny stolik pod sprzęt medyczny](#) – wariant AP2 z 2 półkami, 2 szufladami i dodatkowymi pojemnikami.
- [Wózek aparaturowy AP2 do pokoju zabiegowego – 3 półki i szuflada](#) – konfiguracja AP2 dla użytkowników potrzebujących większej liczby półek.
- [Stolik pod aparaturę medyczną G-001 – 1 półka i 1 szuflada](#) – prostszy model do mniej rozbudowanych stanowisk.
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP1 – 3 półki 450x320 mm](#) – kompaktowy wariant AP1 z trzema półkami.

FAQ

Do czego służy ten wózek pod aparaturę medyczną AP2?

To model przeznaczony do ustawienia aparatury medycznej, monitora i akcesoriów roboczych w jednym mobilnym stanowisku. Sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest jednocześnie półka robocza, dwie szuflady oraz osprzęt dodatkowy.

Co obejmuje standardowe wyposażenie tej konfiguracji?

Standard obejmuje 1 półkę 500x500 mm, 2 szuflady 500x500x155 mm, 1 szynę instrumentalną z zabezpieczonymi narożnikami, 1 wysięgnik kroplówki z głowicą na dwa haczyki oraz 1 uchwyt monitora na sprężynie gazowej.

Czy można regulować położenie podzespołów?

Tak. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez wykonywania dodatkowych otworów.

Czy wózek można zamówić w innym kolorze?

Tak. Fronty szuflad i elementy dekoracyjne mogą być wykonane według palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Czy zmiana szerokości półki wpływa na wymiary i cenę?

Tak. Dostępne są różne szerokości półki: 450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm. Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały, RAL9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminowy, RAL 7035-szary