

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/nakladka-na-sedes-po-operacji-biodra-p-2380.html>



Nakładka podwyższająca na sedes z uchwytami bocznymi 12 cm

Cena brutto	195,00 zł
Cena netto	180,56 zł
Cena poprzednia	230,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KING-12A-20

Opis produktu

Nasadka toaletowa z uchwytami bocznymi 12 cm

Nasadka toaletowa z uchwytami bocznymi 12 cm to praktyczna nakładka podwyższająca sedes, przeznaczona dla osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia podczas codziennego korzystania z toalety. Podwyższenie siedziska ułatwia siadanie i wstawanie, zmniejszając dyskomfort związany z niską muszlą toaletową.

Produkt sprawdzi się u seniorów, osób z ograniczoną mobilnością, użytkowników w trakcie rehabilitacji oraz osób po zabiegach ortopedycznych, którym zalecono stosowanie podwyższenia sedesu lub dodatkowego podparcia przy toalecie. Stałe uchwyty boczne pomagają utrzymać stabilną pozycję oraz ułatwiają kontrolowane siadanie i wstawanie.

Stabilne podparcie podczas korzystania z toalety

Model został wyposażony w **stałe podłokietniki**, które zapewniają wygodne punkty podparcia dla rąk. Dzięki nim użytkownik może pewniej oprzeć się podczas siadania, wstawania i utrzymywania równowagi. To szczególnie istotne dla osób osłabionych, seniorów oraz użytkowników mających trudności z samodzielnym korzystaniem z niskiej toalety.

Nasadka podwyższa sedes o **12 cm**, ograniczając konieczność głębokiego siadania. Ergonomiczny kształt siedziska z delikatnym pochyleniem do przodu wspiera wygodniejszą pozycję siedzącą i może zmniejszać obciążenie kolan oraz bioder podczas codziennego użytkowania.

Najważniejsze cechy nasadki toaletowej

- **Podwyższenie sedesu o 12 cm** — ułatwia siadanie i wstawanie z toalety.
- **Stałe uchwyty boczne** — zapewniają stabilne podparcie dla rąk.
- **Przednia blokada** — pomaga zabezpieczyć nasadkę przed przesuwaniem się podczas użytkowania.
- **Szeroka powierzchnia siedzenia** — zwiększa komfort i ogranicza punktowy nacisk podczas siedzenia.
- **Gładkie krawędzie** — poprawiają wygodę codziennego korzystania z toalety.
- **Ergonomiczny kształt siedziska** — delikatne pochylenie do przodu ułatwia przyjęcie wygodnej pozycji.
- **Przednie wycięcie higieniczne** — ułatwia codzienną higienę osobistą.
- **Zgrzewane hermetycznie siedzisko z tworzywa** — pomaga utrzymać wysoki poziom higieny.
- **Łatwa do czyszczenia powierzchnia** — materiał można myć i utrzymywać w czystości bez specjalnej konserwacji.
- **Szybki montaż bez narzędzi** — nasadka jest gotowa do użycia w kilka minut.
- **Pasuje do większości muszli toaletowych** — również do wielu modeli o nietypowym, np. kwadratowym kształcie.
- **Maksymalne obciążenie 130 kg** — stabilna konstrukcja do codziennego użytkowania.

Dla kogo jest nakładka podwyższająca na sedes?

Nakładka podwyższająca na sedes z uchwytami jest przeznaczona dla osób, którym standardowa wysokość toalety utrudnia wygodne i bezpieczne korzystanie z łazienki. Może być pomocna dla seniorów, osób z problemami z kolanami lub biodrami, użytkowników po zabiegach ortopedycznych, osób w trakcie rehabilitacji oraz wszystkich, którzy potrzebują stabilniejszego podparcia przy siadaniu i wstawaniu.

To praktyczne rozwiązanie do łazienki domowej, mieszkania seniora, placówki opiekuńczej, gabinetu rehabilitacyjnego lub miejsca, w którym konieczne jest szybkie dostosowanie toalety do potrzeb osoby z ograniczoną mobilnością.

Jeżeli nie potrzebujesz uchwytów bocznych, a zależy Ci na prostym podwyższeniu sedesu i większym dopuszczalnym obciążeniu, sprawdź także [nakładkę na sedes 10 cm do 250 kg](#). To wariant bez uchwytów, przeznaczony do podwyższenia niskiej toalety bez remontu łazienki.

Nakładka podwyższająca na sedes sprawdzi się wtedy, gdy użytkownik nadal korzysta ze standardowej muszli WC, ale potrzebuje wyższego siedziska i bocznych uchwytów. Jeżeli zamiast podwyższenia toalety potrzebna jest osobna toaleta pomocnicza z własnym pojemnikiem sanitarnym, warto sprawdzić [krzesło toaletowe stałe Timago TGR-R KT-S 668 z pojemnikiem](#), przeznaczone do ustawienia przy łóżku, w pokoju osoby wymagającej opieki lub w łazience.

Wygodne i higieniczne użytkowanie na co dzień

Siedzisko zostało wykonane z wysokiej jakości tworzywa i zaprojektowane tak, aby było łatwe do czyszczenia. Gładka powierzchnia, hermetyczne zgrzewanie oraz brak konieczności specjalnej konserwacji ułatwiają utrzymanie nasadki w czystości.

Przednie wycięcie wspiera codzienną higienę osobistą, a szeroka powierzchnia siedzenia poprawia komfort użytkowania. Lekka konstrukcja ułatwia obsługę, a jednocześnie zapewnia stabilność podczas korzystania z toalety.

Montaż bez użycia narzędzi

Nasadkę można zamontować szybko i bez użycia narzędzi. Ergonomiczny system blokady z przednim uchwytem ułatwia mocowanie, również osobom z ograniczoną sprawnością dłoni. Przednia blokada pomaga utrzymać nakładkę we właściwym położeniu i ogranicza ryzyko jej przesuwania.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	nasadka / nakładka toaletowa podwyższająca sedes
Uchwyty boczne	stałe podłokietniki
Wysokość	12 cm
Wymiary siedziska wewnętrzne	20 × 25 cm
Wymiary siedziska zewnętrzne	39 × 43 cm
Maksymalne obciążenie	130 kg
Montaż	bez użycia narzędzi
System mocowania	ergonomiczna przednia blokada
Przeznaczenie	seniorzy, osoby z ograniczoną mobilnością, rehabilitacja, osoby po zabiegach ortopedycznych

Jak dobrać nasadkę toaletową?

Przed zakupem warto sprawdzić wymiary własnej muszli toaletowej i porównać je z wymiarami siedziska.

W przypadku osób po zabiegach ortopedycznych lub z konkretnymi zaleceniami rehabilitacyjnymi warto upewnić się, czy wysokość 12 cm będzie odpowiednia dla danego użytkownika. Dobór wysokości podwyższenia sedesu powinien uwzględniać wzrost użytkownika, wysokość muszli oraz indywidualne zalecenia lekarza, fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego.

Jeśli kompletujesz łazienkę dla seniora lub osoby z ograniczoną mobilnością, sprawdź również kategorię [artykuły sanitarne](#) oraz [poręcze dla niepełnosprawnych](#). Dodatkowe uchwyty ścienne mogą zwiększyć bezpieczeństwo podczas wchodzenia do łazienki, korzystania z toalety i poruszania się przy umywalce.

Poradnik: jak dobrać nakładkę na sedes?

Nie wiesz, czy wybrać nakładkę podwyższającą sedes z uchwytami, czy model bez dodatkowego podparcia? Przygotowaliśmy praktyczny poradnik, w którym wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze wysokości nasadki, stabilności mocowania, uchwytów bocznych oraz dopasowania do muszli toaletowej.

Przeczytaj poradnik: [jak dobrać nakładkę na sedes dla seniora lub osoby po zabiegu](#).

FAQ

Czy nasadka toaletowa podwyższa sedes?

Tak, nasadka podwyższa sedes o 12 cm. Dzięki temu może ułatwiać siadanie i wstawanie osobom starszym, osobom z ograniczoną mobilnością oraz użytkownikom w trakcie rehabilitacji.

Czy ta nasadka ma uchwyty boczne?

Tak, model posiada stałe uchwyty boczne, które pełnią funkcję podłokietników. Zapewniają dodatkowe podparcie dla rąk podczas siadania, wstawania i utrzymywania stabilnej pozycji.

Czy nasadka nadaje się dla seniora?

Tak, produkt jest przeznaczony między innymi dla seniorów, którzy mają trudność z korzystaniem ze standardowej, nisko osadzonej toalety. Podwyższenie sedesu i uchwyty boczne mogą poprawić komfort oraz poczucie bezpieczeństwa podczas codziennego użytkowania.

Czy można używać tej nasadki po operacji biodra?

Nasadka może być rozważana po operacji biodra wtedy, gdy lekarz, fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy zaleci podwyższenie sedesu oraz dodatkowe podparcie podczas siadania i wstawania. Model podwyższa sedes o 12 cm i posiada stałe uchwyty boczne, jednak przed zakupem warto upewnić się, czy taka wysokość jest odpowiednia dla konkretnego użytkownika i zaleceń pooperacyjnych.

Czy nakładka pasuje do każdej muszli toaletowej?

Producent wskazuje, że nasadka pasuje do większości muszli toaletowych, również do wielu modeli o nietypowym, np. kwadratowym kształcie. Przed zakupem warto porównać wymiary siedziska z wymiarami własnej toalety.

Jakie jest maksymalne obciążenie produktu?

Maksymalne obciążenie nasadki wynosi 130 kg.

Czy montaż wymaga narzędzi?

Nie, nasadka jest przeznaczona do szybkiego montażu bez użycia narzędzi. Ergonomiczna przednia blokada pomaga ustabilizować produkt na muszli toaletowej.