

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/nebulizator-kompresyjny-p-1636.html>



Nebulizator kompresyjny

Cena brutto	137,00 zł
Cena netto	126,85 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-403E

Opis produktu

Nebulizator kompresyjny znany jest też pod nazwą **inhalator tłokowy**. Stosuje się go w leczeniu górnych oraz dolnych dróg oddechowych. Przeznaczony szczególnie dla osób narażonych na częste infekcje i choroby przewlekłe takie jak: zapalenie zatok, kaszel, astma, przeziębienie, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, choroby alergiczne. Za pomocą tego urządzenia cząsteczki leczniczej cieczy rozpylane są w sposób pneumatyczny do dróg oddechowych pacjenta. Ten inhalator stosowany może być zarówno w ośrodkach zdrowia, jak i w warunkach domowych. Jest niezwykle praktyczny, bo ma **niewielkie wymiary**, jest lekki i cichy. Podczas jego stosowania nie jest wymagana lubrykacja.

Cechy inhalatora tłokowego:

- stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego
- w sposób pneumatyczny rozpyla cząstki leczniczej cieczy
- stosowany w ośrodkach zdrowia oraz w warunkach domowych
- niewielkie wymiary
- cicha i wydajna praca
- brak konieczności lubrykacji.

Dane techniczne:

- Zasilanie AC: 220±22V, 50±1Hz
- Wydajność: ≥0,1ml/min
- Max ciśnienie kompresyjne: ≥0,15MPa
- Max przepływ: ≥10l/min
- Poziom hałas: ≤65dB
- Wymiary: 210×215×110mm
- Waga: 1,1kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.