

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/nebulizator-kompresyjny-p-1638.html>

Nebulizator kompresyjny



Cena brutto	137,00 zł
Cena netto	126,85 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-403M

Opis produktu

Nebulizator kompresyjny znany jest też pod nazwą **inhalator tłokowy**. Stosuje się go w leczeniu górnych oraz dolnych dróg oddechowych. Przeznaczony szczególnie dla osób narażonych na częste infekcje i choroby przewlekłe takie jak: **zapalenie zatok, kaszel, astma, przeziębienie, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, choroby alergiczne**. Za pomocą tego urządzenia cząsteczki leczniczej cieczy rozpylane są w sposób pneumatyczny do dróg oddechowych pacjenta. Ten inhalator stosowany może być zarówno w ośrodkach zdrowia, jak i w warunkach domowych. Jest niezwykle praktyczny, bo ma **niewielkie wymiary**, jest lekki i cichy. Podczas jego stosowania nie jest wymagana lubrykacja.

Cechy inhalatora tłokowego:

- stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego
- w sposób pneumatyczny rozpyla cząstki leczniczej cieczy
- stosowany w ośrodkach zdrowia oraz w warunkach domowych
- niewielkie wymiary
- cicha i wydajna praca
- brak konieczności lubrykacji.

Dane techniczne:

- **Zasilanie AC:** 220±10% 50±1Hz
- **Wydajność:** ≥0,1ml/min
- **Max ciśnienie kompresyjne:** ≥0,15MPa
- **Max przepływ:** ≥10l/min
- **Poziom hałasu:** ≤65dB
- **Wymiary:** 166×166×98mm
- **Waga:** 1,1kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.