

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/nebulizator-ultradzwiekowy-p-1639.html>

Nebulizator ultradźwiękowy

Cena brutto	210,00 zł
Cena netto	194,44 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-402AI

Opis produktu

Nebulizator ultradźwiękowy został wstępnie wprowadzony jako urządzenie służące do przygotowywania **inhalacji z hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej, co sprzyja powstawaniu płwociny**. Obecnie służą również do wziewnego **podawania leków rozszerzających oskrzela**. Najważniejszym elementem nebulizatora ultradźwiękowego jest mała płyta grzewcza, na którą umieszcza się lekarstwo. Kiedy działa ładunek elektronowy, płyta wibruje z dużą częstotliwością. Wibracje powodują powstanie fali dźwiękowych, przenoszonych następnie po płynnym leku i rozrywających go na małe cząsteczki nadające się do wdychania.

Jest to praktycznie bezgłośnie urządzenie. Cechuje go znacznie szybsza nebulizacja niż w inhalatorach tłokowych. **Stosuje się go w leczeniu górnych oraz dolnych dróg oddechowych**. Przeznaczony szczególnie dla osób narażonych na częste infekcje i choroby przewlekłe takie jak: **zapalenie zatok, kaszel, astma, przeziębienie, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, choroby alergiczne**. Za pomocą tego urządzenia cząsteczki leczniczej cieczy rozpylane są w sposób pneumatyczny do dróg oddechowych pacjenta. Ten inhalator stosowany może być zarówno w ośrodkach zdrowia, jak i w warunkach domowych. Jest niezwykle praktyczny, bo ma **niewielkie wymiary**. Podczas jego stosowania nie jest wymagana lubrykacja.

Cechy inhalatora tłokowego:

- stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego
- w sposób pneumatyczny rozpyla cząstki leczniczej cieczy
- stosowany w ośrodkach zdrowia oraz w warunkach domowych
- niewielkie wymiary
- cicha i wydajna praca
- brak konieczności lubrykacji.

Dane techniczne:

- Zasilanie AC 220V +/- 10%, 50Hz +/- 1Hz
- Pobór mocy ≤ 50VA
- Częstotliwość 1,7 MHz +/- 10%
- Wydajność ≥ 3 ml/min
- Poziom hałasu < 50 dB
- Wymiary 247 x 140 x 201 mm
- Waga 1,8 kg
- Czas pracy do 60 min
- Odstęp w pracy ≥ 4h
- Max. poj. leku dla małego kubka 150 ml

-
- Max. poj. leku dla dużego kubka 350 ml

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.