

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/negatoskop-opisowy-dwupoziomowy-ngp-600r-p-1156.html>

Negatoskop opisowy dwupoziomowy NGP 600R



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-UV-N-NGP-600R

Opis produktu

Produkt z kategorii: negatoskopy

Negatoskopy serii NGP przeznaczone są do przeglądania zdjęć rentgenowskich, błon fotograficznych wszystkich wymiarów. Mogą one stanowić wyposażenie sal operacyjnych, gabinetów lekarskich, pracowni rentgenowskich, fotograficznych itp. Negatoskop posiada masywną, prostopadłościenną obudowę z blachy stalowej. Ekran negatoskopu wykonany jest z mlecznego pleksiglasu. Urządzenie przystosowane jest do wieszania na ścianie. W negatoskopach NGP do podświetlenia ekranu zastosowano nowoczesne świetlówki produkowane przez firmę PHILIPS o temperaturze barwowej i mocy pozwalającej na długotrwałą obserwację zdjęć bez zmęczenia wzroku. Zastosowane przez producenta unikalne rozwiązanie nie powoduje drżenia światła w odróżnieniu do płynnej regulacji tyrystorowej. Stosowanie tyrystorów powoduje przerwy w zasilaniu świetlówek i w efekcie "pływanie" światła.

Cechy produktu:

- negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500°K
- wysoka równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu
- jednolity ekran
- łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła)
- bardzo dobra regulacja natężenia światła
- trwała estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym
- negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty: Wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Deklaracja Zgodności CE, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008.

Dane techniczne:

- Model: NGP-600R
- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 660 VA
- luminancja ekranu: 4100 cd / m² ±25%
- regulacja luminancji: TAK
- wymiary ekranu: 2 pola 120 x 45 cm
- na 6 klisz
- ilość klatek: 1
- klasa ochronności: I

-
- wymiary: 1220 x 960 x 112 mm
 - masa: 36 kg.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.