

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/negatoskop-pionowy-ngp-300p-p-1162.html>

Negatoskop pionowy NGP-300P



Cena brutto	1 134,00 zł
Cena netto	1 050,00 zł
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-N-NGP-300P

Opis produktu

Negatoskop Pionowy NGP-300 P – Profesjonalny Sprzęt Medyczny do Diagnostyki RTG

Negatoskop pionowy NGP-300 P to wysokiej jakości urządzenie przeznaczone do analizowania rentgenogramów, w szczególności rentgenogramów kości u dzieci oraz zdjęć kręgosłupa. Dzięki dużemu ekranowi o wymiarach 36 x 87 cm i luminancji na poziomie 4100 cd/m² (±25%), oferuje precyzyjne odwzorowanie szczegółów na zdjęciach diagnostycznych.

Kluczowe cechy Negatoskopu NGP-300 P:

- **Napięcie zasilania:** 230 V, 50 Hz
- **Pobór mocy:** 130 W
- **Luminancja ekranu:** 4100 cd/m² ±25%
- **Regulacja luminancji:** opcjonalna funkcja, zapewnia elastyczność w dopasowaniu jasności ekranu
- **Wymiary ekranu:** 36 x 87 cm – idealne dla zdjęć rentgenowskich kości oraz kręgosłupa
- **Ilość klatek:** 1
- **Klasa ochronności:** I
- **Wymiary całkowite:** 410 x 965 x 112 mm
- **Masa:** 9,5 kg

Właściwości i zalety:

- **Emisja światła dziennego (Day Light)** – temperatura barwowa na poziomie 6500K gwarantuje naturalne odwzorowanie obrazu, co jest kluczowe podczas oceny zdjęć RTG.
- **Równomierność oświetlenia** – wysoka jakość emisji światła na całej powierzchni ekranu pozwala na precyzyjne analizowanie detali na obrazie.
- **Łatwa konserwacja** – szybka wymiana źródeł światła ułatwia serwisowanie urządzenia.
- **Estetyczna i trwała obudowa** – pokryta lakierem proszkowym, zapewnia nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także wysoką trwałość.
- **Pełna zgodność z normami** – negatoskopy NGP-300 P posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Zastosowanie:

Negatoskop NGP-300 P znajduje szerokie zastosowanie w gabinetach radiologicznych oraz ośrodkach medycznych, szczególnie w analizie zdjęć rentgenowskich dzieci i dorosłych. Dzięki ergonomicznemu projektowi i prostocie obsługi stanowi

niezbędne wyposażenie każdego specjalisty.

Dzięki nowoczesnej technologii i solidnej konstrukcji, negatoskop ten spełnia najwyższe standardy medyczne, oferując niezawodność i komfort pracy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.