

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/negatoskop-wysokiej-czestotliwosci-ngp-41hf-p-1193.html>

Negatoskop wysokiej częstotliwości NGP-41HF



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-UV-N-NGP-41HF

Opis produktu

Produkt z kategorii: negatoskopy wysokiej częstotliwości

Negatoskopy serii NGP przeznaczone są do przeglądania zdjęć rentgenowskich, błon fotograficznych wszystkich wymiarów. Mogą one stanowić wyposażenie sal operacyjnych, gabinetów lekarskich, pracowni rentgenowskich, fotograficznych itp. Negatoskop posiada masywną, prostopadłościenną obudowę z blachy stalowej. Ekran negatoskopu wykonany jest z mlecznego pleksiglasu. Urządzenie przystosowane jest do wieszania na ścianie. W negatoskopach NGP do podświetlenia ekranu zastosowano nowoczesne świetlówki produkowane przez firmę PHILIPS o temperaturze barwowej i mocy pozwalającej na długotrwałą obserwację zdjęć bez zmęczenia wzroku. Zastosowane przez producenta unikalne rozwiązanie nie powoduje drżenia światła w odróżnieniu do płynnej regulacji tyrystorowej. Stosowanie tyrystorów powoduje przerwy w zasilaniu świetlówek i w efekcie "pływanie" światła.

Cechy produktu:



- negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości
- bardzo szybki zapłon świetlówek
- praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa)
- płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej
- oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%
- negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500°K
- wysoka równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu
- jednolity ekran
- łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła)
- bardzo dobra regulacja natężenia światła
- trwała estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym
- negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty: Wpis do Rejestru Produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Deklaracja Zgodności CE, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008

Dane techniczne:

- Model: NGP-41HF

-
- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
 - pobór mocy: 280 VA
 - luminancja ekranu: 4200 cd / m² ±25%
 - regulacja luminancji: TAK
 - wymiary ekranu: 144 x 43 cm
 - ilość klatek: 4
 - klasa ochronności: I
 - wymiary: 1460 x 510 x 92 mm
 - masa: 19 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.