

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/negatoskop-zaluzjowy-do-zdjec-standardowych-negatoskop-ngp-100z-p-1170.html>



## Negatoskop żaluzjowy do zdjęć standardowych Negatoskop NGP-100Z

Numer katalogowy

**SM-UV-N-NGP-100Z**

### Opis produktu

#### Produkt z kategorii: negataskopy

Negataskopy serii NGP przeznaczone są do przeglądania zdjęć rentgenowskich, błon fotograficznych wszystkich wymiarów. Mogą one stanowić wyposażenie sal operacyjnych, gabinetów lekarskich, pracowni rentgenowskich, fotograficznych itp. Negatoskop posiada masywną, prostopadłościenną obudowę z blachy stalowej. Ekran negatoskopu wykonany jest z mlecznego pleksiglasu. Urządzenie przystosowane jest do wieszania na ścianie. W negataskopach NGP do podświetlenia ekranu zastosowano nowoczesne świetlówki produkowane przez firmę PHILIPS o temperaturze barwowej i mocy pozwalającej na długotrwałą obserwację zdjęć bez zmęczenia wzroku. Zastosowane przez producenta unikalne rozwiązanie nie powoduje drżenia światła w odróżnieniu do płynnej regulacji tyrystorowej. Stosowanie tyrystorów powoduje przerwy w zasilaniu świetlówek i w efekcie "pływanie" światła.

#### Cechy produktu:

- cztery lekko pracujące żaluzje pozwalają na "blendowanie" ekranu. Umożliwia to opis zdjęć bez olśnień bocznych
- dokładne „blendowanie” także na krawędziach małych powierzchni obrazów
- bardzo szybki zapłon świetlówek



- negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości
- praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa)
- płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej pozwala na optymalne dobranie jasności ekranu do opisywanych zdjęć i oświetlenia ogólnego
- oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%
- kombinacja bardzo dobrego światła, regulacji natężenia światła i zastosowania żaluzji prowadzi do lepszego i dokładniejszego opisu detali np. mikrozwapnień, co ma szczególne znaczenie przy opisie mammograficznym
- bardzo wysoka równomierność oświetlenia ekranu
- negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) 6500°K
- pewny uchwyt do zdjęć na całym obwodzie ekranu
- zwarta, kompaktowa obudowa pokryta lakierem proszkowym, odporna na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne
- negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty: Wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Deklaracja Zgodności CE, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008.

---

**Dane techniczne:**

- Model: NGP-100 Z
- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 70 VA
- luminancja ekranu: >4500 cd / m<sup>2</sup>
- regulacja luminancji: TAK
- wymiary ekranu: 40 x 43cm
- mieści 1 klisze
- ilość klatek: 1
- klasa ochronności: I
- wymiary: 720 x 690 x 120 mm
- masa: 23 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.