

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/negatoskop-zaluzjowy-z-ruchoma-listwa-do-mammografii-ngp-41mzu-p-1182.html>

Negatoskop żaluzjowy z ruchomą listwą do mammografii NGP-41mZU



Cena brutto	8 964,00 zł
Cena netto	8 300,00 zł
Dostępność	Dostępność - do 14 dni
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	SM-UV-N-NGP-41mZU

Opis produktu

Produkt z kategorii: negatoskopy do mammografii

Negatoskopy serii NGP przeznaczone są do przeglądania zdjęć rentgenowskich, błon fotograficznych wszystkich wymiarów. Mogą one stanowić wyposażenie sal operacyjnych, gabinetów lekarskich, pracowni rentgenowskich, fotograficznych itp. Negatoskop posiada masywną, prostopadłościenną obudowę z blachy stalowej. Ekran negatoskopu wykonany jest z mlecznego pleksiglasu. Urządzenie przystosowane jest do wieszania na ścianie. W negatoskopach NGP do podświetlenia ekranu zastosowano nowoczesne świetlówki produkowane przez firmę PHILIPS o temperaturze barwowej i mocy pozwalającej na długotrwałą obserwację zdjęć bez zmęczenia wzroku. Zastosowane przez producenta unikalne rozwiązanie nie powoduje drżenia światła w odróżnieniu do płynnej regulacji tyrystorowej. Stosowanie tyrystorów powoduje przerwy w zasilaniu świetlówek i w efekcie "pływanie" światła.

Cechy produktu:

- cztery lekko pracujące żaluzje pozwalają na „blendowanie” ekranu. Umożliwia to opis zdjęć bez olśnień bocznych
- dokładne „blendowanie” także na krawędziach małych powierzchni obrazów
- duże natężenie światła 7000 cd/m²



- negatoskop w wersji wysokiej częstotliwości
- bardzo szybki zapłon świetlówek
- praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa)
- płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej pozwala na optymalne dobranie jasności ekranu do opisywanych zdjęć i oświetlenia ogólnego
- oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%
- kombinacja bardzo dobrego światła, regulacji natężenia światła i zastosowania żaluzji prowadzi do lepszego i dokładniejszego opisu detali np. mikrozwapnień, co ma szczególne znaczenie przy opisie mammograficznym
- bardzo wysoka równomierność oświetlenia ekranu
- negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) 6500°K
- pewny uchwyt do zdjęć na całym obwodzie ekranu
- zwarta, kompaktowa obudowa pokryta lakierem proszkowym,
- odporna na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne
- ruchomy uchwyt do zdjęć - umożliwia oglądanie również tradycyjnych zdjęć o wymiarach 36x43 cm

-
- negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty: Wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Deklaracja Zgodności CE, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008

Dane techniczne:

- Model: NGP-41 mZU
- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 380 VA
- luminancja ekranu: >7000 cd / m²
- regulacja luminancji: TAK
- zakres regulacji: 10 - 100%
- wymiary ekranu: 108 x 60cm
- ilość klatek: 1
- klasa ochronności: I
- wymiary: 1400 x 940 x 120 mm
- masa: 65 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.