

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/niewielki-inhalator-siateczkowy-do-nebulizacji-p-2962.html>



Niewielki inhalator siateczkowy do nebulizacji

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	165,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO- M102- YUWELL

Opis produktu

Inhalator siateczkowy do nebulizacji - YUWELL - niewielkich rozmiarów. Wibrująca membrana przepycha płynny lek przez mikrometrowe otworki (siateczka - ang. mesh), zamieniając go tym samym w aerozol o bardzo precyzyjnym rozmiarze pojedynczych kropelek. Nebulizator membranowy **jest najnowocześniejszym** typem nebulizatorów, który nadaje się do podawania wszystkich rodzajów leków przeznaczonych do nebulizacji. Nebulizator membranowy jest bardzo wydajny i precyzyjny. W pełni wykorzystuje zaaplikowaną do inhalatora dawkę leku, co oznacza, że resztki leku nie pozostają w nebulizatorze po zakończeniu inhalacji. Umożliwia prowadzenie zabiegu w pozycji leżącej, co w połączeniu z bezgłośną pracą pozwala na inhalację małego dziecka nawet podczas snu.

Zalety:

- cichy - $\leq 50\text{dB}$;
- do stosowania z prawie wszystkimi lekami do nebulizacji;
- zapewnia optymalne wykorzystanie leku;
- wykonany w innowacyjnej technologii Mesh;
- niewielki, kieszonkowy rozmiar;
- wielkość cząsteczki - $3,7\text{ }\mu\text{m}$
- szybkość nebulizacji: $0,20\text{ ml/min}$
- bardzo lekki - tylko 108g
- działa na baterie ($2\times\text{"AA" } 1.5\text{V}$ - w zestawie) i z zasilaczem
- pokrowiec, kabel zasilający i maski do inhalacji w zestawie.

Dane techniczne:

- Szybkość nebulizacji $> 0,2\text{ ml/min}$
- Zalecana objętość leku - maksymalnie 8 ml - minimalnie 2 ml
- Wykrywanie braku leku w pojemniku
- Poziom hałasu: $\leq 50\text{dB}$
- Wymiary: długość 67 mm $\times$ szerokość 48 mm $\times$ wysokość 125 mm
- Waga: Około 108 g (z wyłączeniem baterii)
- Zasilanie: baterie alkaliczne $2 \times \text{AA } 1,5\text{V}$ lub zasilacz: 3 V DC
- Częstotliwość wibracji: około 113 kHz

-
- Warunki użytkowania: 5 ~ 40 °C, 15 ~ 93% wilgotność;
 - Warunki przechowywania: -40 ~ + 55 °C, 10 ~ 93% wilgotność

Zawartość opakowania:

- Maska dla dorosłych;
- Maska dla dzieci;
- Głowica rozpylająca z pojemnikiem na lek;
- Ustnik;
- Kabel zasilający;
- Baterie alkaliczne x2;
- Etui;
- Instrukcja użycia.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.