

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ochraniacze-na-piety-p-1531.html>



Ochraniacze przeciwodleżynowe na pięty SALVAPAD SVP 2412 – 2 szt.

Cena brutto **56,00 zł**

Cena netto **51,85 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SVP 2412**

Opis produktu

Ochraniacze przeciwodleżynowe na pięty SALVAPAD SVP 2412 to dwie bardzo miękkie osłony przeznaczone dla osób długotrwale leżących. Zakłada się je bezpośrednio na pięty narażone na stały kontakt z materacem, ucisk, wilgoć oraz powtarzające się otarcia. Każdy ochraniacz można zastosować również na łokciu.

Najważniejszą przewagą modelu SVP 2412 jest miękka konstrukcja, która pomaga równomiernie rozłożyć ciężar i ograniczyć miejscowy nacisk na wrażliwą piętę. Oddychająca tkanina wspiera odprowadzanie wilgoci, a zewnętrzna warstwa z niebieskiego poliamidowego weluru zapewnia miękki kontakt z otoczeniem.

- **2 sztuki w opakowaniu** – jedna para na obie pięty;
- **bardzo miękka konstrukcja** – pomaga ograniczyć punktowy nacisk na piętę lub łokieć;
- **oddychająca tkanina syntetyczna** – wspiera odprowadzanie wilgoci;
- **rozmiar uniwersalny** – ochraniacze są mocowane na kończynie;
- **wielokrotne użycie** – możliwość czyszczenia lub prania w temperaturze do 95°C;
- **wyrób medyczny**.

Ochraniacze na pięty zakładane bezpośrednio na kończynę

SALVAPAD SVP 2412 nie jest luźną poduszką wkładaną pod nogę. Ochraniacz zakłada się bezpośrednio na piętę, dzięki czemu miękka warstwa pozostaje razem z chronioną częścią ciała również podczas kontrolowanej zmiany pozycji pacjenta lub wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

Produkt może być wyszukiwany również jako **osłona przeciwodleżynowa na piętę, miękka nakładka na piętę, ochraniacz na pięty dla osoby leżącej** albo **podkładka przeciwodleżynowa pod piętę**. W przypadku SVP 2412 chodzi jednak o osłonę zakładaną na kończynę, a nie o luźną poduszkę umieszczaną pod stopą.

Jak ochraniacze pomagają chronić pięty osoby leżącej?

Pięty należą do miejsc szczególnie narażonych na długotrwały ucisk podczas leżenia. Dodatkowym problemem może być tarcie skóry o prześcieradło, materac lub brzeg łóżka oraz gromadzenie się wilgoci.

Miękka tkanina ochraniacza tworzy dodatkową warstwę pomiędzy skórą a podłożem. Pomaga rozłożyć nacisk na większą powierzchnię, ograniczyć bezpośrednie tarcie oraz utrzymać większy komfort wrażliwej pięty. Ochraniacz należy stosować jako jeden z elementów profilaktyki, razem z regularną zmianą pozycji i kontrolą skóry.

Dwie sztuki – na obie pięty albo oba łokcie

Opakowanie zawiera **dwa ochraniacze, czyli jedną parę**. Pozwala to jednocześnie zabezpieczyć obie pięty. Każdy ochraniacz może być zastosowany również na łokciu, jeśli to właśnie ta część ciała wymaga miejscowej ochrony przed uciskiem i otarciami.

Jeżeli ochraniacze mają być regularnie stosowane zamiennie na łokciach i piętach, warto rozważyć model uniwersalny SVP 2401. Gdy potrzebne jest stabilniejsze mocowanie na kończynie, lepszym rozwiązaniem może być SVP 2402 z dodatkową obejmą.

Jak zakładać ochraniacz SALVAPAD SVP 2412?

1. Umieść miękką część ochraniacza dokładnie na pięcie albo łokciu.
2. Zamocuj ochraniacz tak, aby pozostawał na właściwym miejscu, ale nie ścisnął kończyny.
3. Sprawdź, czy materiał nie tworzy fałd powodujących punktowy nacisk.
4. Po założeniu skontroluj skórę oraz miejsca znajdujące się pod mocowaniem.
5. Podczas użytkowania regularnie sprawdzaj ułożenie ochraniacza i stan skóry.

Ochraniacz na piętę czy materac przeciwodleżynowy?

Ochraniacz i materac pełnią różne funkcje. SALVAPAD SVP 2412 zapewnia miejscową ochronę pięt lub łokci, natomiast materac wspiera rozłożenie nacisku na większej powierzchni ciała.

Rozwiązanie	Sposób użycia	Kiedy ma większy sens?
SALVAPAD SVP 2412	Zakładany bezpośrednio na piętę albo łokieć	Gdy miejscowej ochrony wymagają przede wszystkim pięty osoby długotrwale leżącej
Materac przeciwodleżynowy	Umieszczany na łóżku pod ciałem pacjenta	Gdy potrzebne jest rozłożenie nacisku na większej powierzchni ciała

Który model ochraniacza przeciwodleżynowego wybrać?

Potrzeba	Odpowiedni produkt	Najważniejsza różnica
Miękka ochrona przeznaczona przede wszystkim na pięty	SALVAPAD SVP 2412	Model ukierunkowany na miejscową ochronę pięt; 2 sztuki w opakowaniu
Uniwersalna para na łokcie lub pięty	Ochraniacze SALVAPAD SVP 2401 – 2 sztuki	Podstawowy model do stosowania zamiennie na łokciu albo pięcie
Stabilniejsze mocowanie na łokciu lub pięcie	Ochraniacze SALVAPAD SVP 2402 z dodatkową obejmą	Dodatkowy element stabilizujący ochraniacz na kończynie
Ochrona pięt, palców i przedniej części stopy	Wydłużone ochraniacze na pięty i palce SALVAPAD SVP 2413	Rozbudowana osłona obejmująca większą część stopy

Dane techniczne SALVAPAD SVP 2412

Rodzaj produktu	Ochraniacze przeciwodleżynowe zakładane na piętę lub łokieć
Model	SALVAPAD SVP 2412
Kod EAN / GTIN-13	8436035350544
Producent	Medicare System
Liczba sztuk	2 sztuki – 1 para

Rozmiar	Uniwersalny
Zastosowanie	Przed wszystkim pięty; możliwość zastosowania również na łokciach
Skład	90% poliester, 10% poliamid
Warstwa zewnętrzna	Niebieski poliamidowy welur
Kolor	Błękitny
Czyszczenie	Czyszczenie lub pranie w temperaturze do 95°C
Status	Wyrób medyczny

Bezpieczne stosowanie

Ochraniacze stanowią element profilaktyki i ochrony skóry narażonej na ucisk oraz otarcia. Nie zastępują regularnej zmiany pozycji osoby leżącej, kontroli skóry, odpowiedniej pielęgnacji ani właściwie dobranego materaca przeciwoleżynowego. Nie są opatrunkiem przeznaczonym do bezpośredniego leczenia otwartych ran. Przy istniejących zmianach skórnych sposób zastosowania należy uzgodnić z lekarzem lub pielęgniarzką.

Zobacz całą kategorię

[Ochraniacze przeciwoleżynowe na pięty i łokcie](#) – porównaj modele różniące się przeznaczeniem, sposobem mocowania oraz zakresem ochrony stopy.

Przeczytaj poradnik

Sprawdź, jak połączyć ochronę pięt z pozostałymi elementami [profilaktyki przeciwoleżynowej u osoby długotrwale leżącej](#).

Podobne produkty

- [SALVAPAD SVP 2401 – uniwersalne ochraniacze na łokcie lub pięty](#)
- [SALVAPAD SVP 2402 – ochraniacze z dodatkową obejmą](#)
- [SALVAPAD SVP 2413 – osłona pięty i przedniej części stopy](#)