

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/okragly-taboret-prysznicowy-p-24.html>



Taboret prysznicowy Timago TGR-R KP-O 3432 do 136 kg – okrągły stołek pod prysznic

Cena brutto	82,00 zł
Cena netto	75,93 zł
Cena poprzednia	100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGR-R KP-O 3432

Opis produktu

Taboret prysznicowy Timago TGR-R KP-O 3432 – lekki stołek pod prysznic do 136 kg

Taboret prysznicowy Timago TGR-R KP-O 3432 to regulowany, okrągły stołek pod prysznic przeznaczony dla osób, które potrzebują stabilnego siedziska podczas kąpieli, ale nie wymagają dużego krzesła z oparciem. Model sprawdza się pod prysznicem, przy wannie, w łazience oraz w innych wilgotnych pomieszczeniach, gdzie ważne są bezpieczeństwo, mały rozmiar i łatwe przenoszenie.

To praktyczny wybór dla seniorów, osób po urazach, użytkowników z obniżoną sprawnością ruchową oraz opiekunów, którzy chcą ułatwić codzienną higienę w domu, placówce opiekuńczej lub szpitalnej. Dzięki regulacji wysokości **36-54 cm**, maksymalnemu obciążeniu **136 kg** i wadze tylko **1,6 kg** taboret dobrze sprawdza się zarówno w małej łazience, jak i przy codziennym użytkowaniu pod prysznicem lub przy wannie.

Jeśli potrzebne jest proste siedzisko, które nie zajmuje tyle miejsca co klasyczne krzesło prysznicowe, ten model jest trafnym rozwiązaniem. Jeżeli użytkownik potrzebuje mocniejszego podparcia pleców, uchwytów bocznych albo stabilizacji całej sylwetki, warto porównać go także z innymi produktami z kategorii [krzesła prysznicowe](#).

Dla kogo ten taboret prysznicowy będzie najlepszym wyborem?

Ten model jest przeznaczony dla osób, które zachowują samodzielną pozycję siedzącą, ale mają trudność z dłuższym stanieniem podczas mycia. Taboret pozwala usiąść podczas kąpieli, odciążyć nogi i wygodniej wykonać podstawowe czynności higieniczne.

- dla seniorów korzystających z prysznica lub wanny,
- dla osób z obniżoną sprawnością ruchową,
- dla osób po urazach, osłabieniu lub okresowej rekonwalescencji,
- do małej kabiny prysznicowej, gdzie nie mieści się większe krzesło,
- do łazienki domowej, placówki opiekuńczej, gabinetu lub szpitala,
- jako lekkie, mobilne siedzisko bez stałego montażu do ściany.

Co wyróżnia taboret Timago TGR-R KP-O 3432?

Wiele taboretów prysznicowych wygląda podobnie, dlatego przy wyborze warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale na konkretne cechy użytkowe. W tym modelu najważniejsze są: regulacja wysokości, niska waga, kompaktowe siedzisko, antypoślizgowe nasadki oraz montaż bez narzędzi.

- **Regulacja wysokości 36-54 cm** – umożliwia dopasowanie siedziska do wzrostu użytkownika, brodzika, wanny lub warunków w łazience.
- **Maksymalne obciążenie 136 kg** – ważny parametr przy doborze taboretu do masy ciała użytkownika.
- **Okrągłe siedzisko PCV 32 cm** – praktyczne rozwiązanie do wilgotnych pomieszczeń.
- **Aluminiowa rama** – lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie i ustawianie taboretu.
- **Gumowe nasadki antypoślizgowe** – poprawiają stabilność na mokrym podłożu.
- **System montażu TF** – pozwala złożyć taboret bez konieczności użycia narzędzi.
- **Waga 1,6 kg** – taboret można łatwo przestawić, schować lub przenieść do innej łazienki.

Do małej łazienki, prysznicza i wanny

Okrągły taboret prysznicowy Timago dobrze sprawdza się tam, gdzie nie ma miejsca na duże krzesło z oparciem. Szerokość całkowita **33 cm** ułatwia ustawienie go w mniejszej kabinie prysznicowej, przy wannie lub w łazience, w której siedzisko ma być używane tylko w czasie kąpieli.

Produkt nie wymaga stałego montażu do ściany, dlatego można go przestawić zależnie od potrzeb użytkownika. To praktyczne w mieszkaniach, łazienkach seniorów, domach opieki i placówkach, gdzie siedzisko musi być proste, lekkie i łatwe do przeniesienia.

Kiedy wybrać ten taboret, a kiedy lepiej kupić krzesło z oparciem?

Ten model warto wybrać, gdy użytkownik potrzebuje lekkiego siedziska do krótkich czynności higienicznych i potrafi samodzielnie utrzymać stabilną pozycję siedzącą. Taboret nie ma oparcia, więc nie jest najlepszym wyborem dla osób, które potrzebują podparcia pleców lub mają wyraźne problemy z równowagą.

Potrzeba użytkownika	Czy Timago TGR-R KP-O 3432 będzie dobrym wyborem?
Mała kabina prysznicowa lub niewielka łazienka	Tak. Kompaktowa konstrukcja i szerokość 33 cm ułatwiają ustawienie taboretu w ograniczonej przestrzeni.
Potrzeba lekkiego siedziska do przestawiania	Tak. Waga 1,6 kg ułatwia przenoszenie taboretu między prysznicem, wanną i innym miejscem w łazience.
Użytkownik potrzebuje regulacji wysokości	Tak. Zakres 36-54 cm pozwala dopasować wysokość siedziska do użytkownika i warunków łazienkowych.
Użytkownik potrzebuje podparcia pleców	Nie. W takim przypadku lepsze będzie krzesło prysznicowe z oparciem.
Użytkownik ma trudność ze wstawianiem	Może być pomocny, ale warto dobrać również uchwyt lub poręcz łazienkową.
Potrzebne jest siedzisko do prysznicza, wanny i łazienki	Tak. Produkt jest przeznaczony do wilgotnych pomieszczeń, w warunkach domowych i szpitalnych.

Taboret prysznicowy a inne siedziska łazienkowe

Wybór siedziska pod prysznic powinien zależeć od sprawności użytkownika, dostępnej przestrzeni i poziomu potrzebnego podparcia. Taboret Timago TGR-R KP-O 3432 jest najlepszy wtedy, gdy liczy się prostota, lekkość i mały rozmiar.

Rodzaj siedziska	Kiedy wybrać?
Okrągły taboret prysznicowy Timago	Gdy potrzebne jest lekkie, regulowane siedzisko bez oparcia do małej łazienki, wanny lub prysznicza.
Krzesło prysznicowe z oparciem	Gdy użytkownik potrzebuje większego podparcia pleców i stabilniejszej pozycji siedzącej.
Taboret prysznicowy obrotowy	Gdy ważna jest łatwiejsza zmiana pozycji bez przesuwania całego siedziska.
Siedzisko ścienne pod prysznic	Gdy potrzebne jest rozwiązanie montowane na stałe i składane przy ścianie.

Rodzaj siedziska	Kiedy wybrać?
Poręczne łazienkowe	Gdy użytkownik potrzebuje dodatkowego punktu podparcia przy siadaniu, wstawaniu lub wchodzeniu pod prysznic.

Porównanie okrągłych taboretów prysznicowych Timago

Model TGR-R KP-O 3432 ma siedzisko o średnicy 32 cm, regulację wysokości 36–54 cm i maksymalne obciążenie 136 kg. Jeżeli potrzebny jest wyższy limit obciążenia, warto porównać [taboret łazienkowy Timago KING-STRA-20 z siedziskiem 33 cm](#). Model KING wytrzymuje obciążenie do 150 kg, ma regulację wysokości 39–54 cm i występuje również w czarnym wariantcie KING-BSTRA-20.

Oba taborety są wolnostojącymi modelami bez oparcia, przeznaczonymi dla osób samodzielnie utrzymujących stabilną pozycję siedzącą. Przed wyborem należy porównać wymagany zakres wysokości, dopuszczalne obciążenie oraz rzeczywistą przestrzeń potrzebną do ustawienia nóg taboretu.

Dane techniczne

Produkt	taboret prysznicowy okrągły / stołek pod prysznic
Model	Timago TGR-R KP-O 3432
Numer katalogowy Salemed	SM-TGR-R KP-O 3432
Szerokość całkowita	33 cm
Wysokość siedziska	36–54 cm
Średnica siedziska	32 cm
Materiał ramy	aluminium
Materiał siedziska	PCV
Nasadki	gumowe, antypoślizgowe
Montaż	system TF – bez konieczności użycia narzędzi
Waga	1,6 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg
Zastosowanie	prysznic, wanna, łazienka, wilgotne pomieszczenia, warunki domowe i szpitalne

Bezpieczniejsza łazienka dla seniora – nie tylko taboret

Sam taboret prysznicowy ułatwia kąpiel w pozycji siedzącej, ale w wielu łazienkach warto połączyć go z dodatkowymi elementami podparcia. Przy wannie, brodziku lub wejściu pod prysznic dobrze sprawdzają się [poręcze dla niepełnosprawnych](#), które pomagają przy siadaniu, wstawaniu i utrzymaniu równowagi.

Jeżeli kompletujesz wyposażenie łazienki dla seniora lub osoby z ograniczoną sprawnością, sprawdź również pozostałe [artykuły sanitarne](#), takie jak krzesła prysznicowe, siedziska, uchwyty i akcesoria pomocnicze do codziennej higieny.

Przy wyborze siedziska do łazienki warto sprawdzić również poradnik [prysznic bez barier – taboret, krzesło czy ławeczka](#), który pomaga dobrać rozwiązanie do sprawności użytkownika i warunków w łazience.

Wskazówki przed użyciem

Przed użyciem należy upewnić się, że taboret jest prawidłowo zmontowany, ustawiony na równej powierzchni, a gumowe nasadki stabilnie przylegają do podłoża. Wysokość siedziska należy dopasować do wzrostu i możliwości użytkownika. Nie

należy przekraczać maksymalnego obciążenia 136 kg.