

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 05:04

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/okulary-ochronne-p-759.html>

Okulary ochronne



Cena brutto	550,00 zł
Cena netto	447,15 zł
Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-EE-OKLT

Opis produktu

Okulary ochronne - 1 sztuka

Zapewniające ochronę przed światłem laserowym, okulary ochronne LT są przeznaczone zarówno dla pacjenta, jak i personelu obsługującego. Ich komfortowe wykonanie oraz filtr ochronny obejmujący szeroki zakres widma świetlnego sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem do stosowania w różnych rodzajach laserów, w tym zarówno w aparatach starej generacji, takich jak Lasertronic LT-30, Lasertronic LT-2S, jak i nowej generacji, takich jak Lasertronic LT-3, Multitronic MT-8, Multitronic MT-6, Multitronic MT-4, Solatronic SLE, Solatronic SL-3 oraz Magnetronic MF-24.

Okulary te charakteryzują się skutecznym tłumieniem w zakresie fal świetlnych od 630 nm do 730 nm oraz od 770 nm do 1070 nm, co sprawia, że są one skuteczną barierą ochronną w różnych warunkach pracy z laserami.

Niezwykle praktyczną cechą tych okularów jest możliwość noszenia ich jednocześnie z okularami korekcyjnymi, co sprawia, że są one dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zapewniając niezbędną ochronę wzroku podczas pracy z laserami, okulary ochronne LT są nie tylko funkcjonalne, ale również wygodne i zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.