

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/opaska-elastyczna-na-lydke-p-1408.html>



## Opaska elastyczna na łydkę

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>39,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>31,71 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>SM-TGO-C_OL_802</b> |

### Opis produktu

Opaska elastyczna na łydkę wykonana jest z nowoczesnej kompresyjnej tkaniny ortopedycznej w technologii bezszwowej. Dzięki temu jest bardzo wygodna w noszeniu. Tkanina ta pozwala na swobodny dostęp powietrza a także odprowadza ciepło oraz wilgoć. Ogranicza to rozwój bakterii oraz zwiększa komfort.

Opaska ma anatomiczny kształt, co wpływa na ukierunkowanie kompresji (ucisku) a także precyzyjną stabilizację. Opaski elastyczne na łydkę wykorzystywane są w celu stabilizacji stawów a także łagodzenia dolegliwości bólowych w przeciążeniach mechanicznych występujących, m.in. w sporcie.

Produkowana jest w czterech rozmiarach **od S do XL**, dzięki czemu można ją dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

| ROZMIAR | TGO-C OL 802 |
|---------|--------------|
| S       | 33-35,5 cm   |
| M       | 35,5-38 cm   |
| L       | 38-43 cm     |
| XL      | 43-48 cm     |

### Cechy opaski elastycznej:

- wykonana z ortopedycznej tkaniny kompresyjnej
- bezszwowa
- wykonana z nowoczesnej, przestrzennej tkaniny
- pozwala na swobodny dostęp powietrza do skóry
- odprowadza nadmiar ciepła i wilgoci
- ogranicza rozwój flory bakteryjnej
- anatomiczny kształt
- wykorzystywana m.in. w sporcie

- 
- dostępna w 4 rozmiarach (obwodach)

**Gwarancja producenta na 12 miesięcy.**

**Opaska elastyczna zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:**

- zespoły bólowe stawów spowodowane przeciążeniami i mikrourazami
- niewielkie skręcenia i naciągnięcia więzadeł
- w celu profilaktyki przeciążeń i urazów

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** S , M , L , XL