

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/opaska-elastyczna-na-udo-p-1409.html>



Opaska elastyczna na udo

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-C_OU_803

Opis produktu

Opaska elastyczna na udo wykonana jest z nowoczesnej kompresyjnej tkaniny ortopedycznej w technologii bezszwowej. Dzięki temu jest bardzo wygodna w noszeniu. Tkanina ta pozwala na swobodny dostęp powietrza a także odprowadza ciepło oraz wilgoć. Ogranicza to rozwój bakterii oraz zwiększa komfort.

Opaska ma anatomiczny kształt, co wpływa na ukierunkowanie kompresji (ucisku) a także precyzyjną stabilizację. Opaski elastyczne na udo wykorzystywane są w celu stabilizacji stawów a także łagodzenia dolegliwości bólowych w przeciążeniach mechanicznych występujących, m.in. w sporcie.

Produkowana jest w czterech rozmiarach **od S do XL**, dzięki czemu można ją dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

Rozmiar opaski (obwód uda):

S - 40,5 - 46 cm
M - 46 - 51 cm
L - 51 - 56 cm
XL - 56 - 63,5 cm

Cechy opaski elastycznej:

- wykonana z ortopedycznej tkaniny kompresyjnej
- bezszwowa
- wykonana z nowoczesnej, przestrzennej tkaniny
- pozwala na swobodny dostęp powietrza do skóry
- odprowadza nadmiar ciepła i wilgoci
- ogranicza rozwój flory bakteryjnej
- anatomiczny kształt
- wykorzystywana m.in. w sporcie
- dostępna w 4 rozmiarach (obwodach)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Opaska elastyczna zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- zespoły bólowe stawów spowodowane przeciążeniami i mikrourazami
- niewielkie skręcenia i naciągnięcia więzadeł
- w celu profilaktyki przeciążeń i urazów

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL