

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-dla-dzieci-na-reke-i-przedramie-p-2445.html>

Orteza dla dzieci na rękę i przedramię



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-87035

Opis produktu

Orteza na rękę i przedramię MANU-HIT Kids jest **wykonana z najnowocześniejszych materiałów**. Ma ona nowoczesny wygląd i **jest bardzo funkcjonalna**. Orteza stabilizuje i ogranicza ruchomość stawu promieniowo-nadgarstkowego, poprzez nieelastyczną taśmę obwodową, która ma regulowany dociąg. Stalki usztywniające od strony grzbietowej i dłoniowej odciążają kości nadgarstka, torebkę stawową oraz więzadła. Orteza zapewnia komfort noszenia, ponieważ **przepuszcza powietrze, ciepło i wilgoć**, poprzez zastosowanie trójwarstwowego materiału. Orteza jest tak skonstruowana, że **zapewnia swobodny ruch palców i kciuka**. Produkt ten **jest przeznaczony dla dzieci. Rozmiar ortezy to 12 - 14 cm (obwód nadgarstka - mierzony wokół szpary stawowej nadgarstka na wysokości wyrostków rylcowatych)**. Jest dostępna w kolorze szarym.

Cechy ortezy:

- wykonana z nowoczesnych materiałów,
- przeznaczona dla dzieci,
- nowoczesny wygląd,
- funkcjonalna,
- zapewnia komfort noszenia,
- swobodny ruch palców i kciuka,
- przepuszcza powietrze, ciepło i wilgoć,
- rozmiar: **dzieci 12 - 14 cm**
- kolor: szary

Wskazania:

- Ciężkie skręcenia
- Zapalenie pochewki ścięgna
- Artropatie przeciążeniowe
- Staw rzekomy kości łódeczkowatej
- Porażenie nerwu promieniowego - ręka opadająca
- Rozmiękczenie kości księżycowatej
- Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
- Po zdjęciu opatrunku gipsowego

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.