

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-funkcjonalna-z-zegarem-fizjologicznym-catalyst-p-1384.html>



Orteza funkcjonalna z zegarem fizjologicznym CATALYST

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

**SM-TGO-
VQ-07-3100/3200**

Opis produktu

Prezentowany produkt to nowoczesna orteza funkcjonalna, wykonana z lekkiego aluminium. Produkt ten zapewnia najwyższą ochronę podczas ruchu zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym. Fizjologiczne zegary odzwierciedlają anatomiczne ruchy zgięcia, wyprostu oraz ślizgu stawowego jednocześnie amortyzując staw kolanowy. Poprzez swoją konstrukcję czteropunktowego podparcia przenoszą obciążenia powstałe w strukturach objętych procesem chorobowym na obszary zdrowe.

Orteza kolana występuje w dwóch wersjach:

- ze sztywną ramą
- z opatentowanym rozwiązaniem ATC (Active Thigh Cuff), który jest elastycznym, a zarazem wytrzymałym systemem krzyżowanego 2 pasowego mankietu udowego zapewniającego amortyzację, ochronę oraz komfort pracy mięśnia czworogłowego uda w całym zakresie ruchu stawu kolanowego

Jest to produkt amerykański.

	Rozmiary ortezy kolana*		
	15 cm powyżej rzepki	środek rzepki	15 cm poniżej rzepki
S	36-43cm	29-34cm	29-34cm
M	44-49cm	33-38cm	33-36cm
L	50-57cm	37-43cm	35-41cm
XL	58-64cm	42-48cm	40-46cm
XXL	65-76cm	47-55cm	45-55cm

* Jeżeli nie jest możliwe idealne dopasowanie rozmiaru wg tabeli i pacjent jest pomiędzy dwoma rozmiarami, zaleca się wybranie większego rozmiaru.

Cechy ortezy kolana:

- Innowacyjna konstrukcja ramy
- Unikalne rozwiązanie ATC (Active Thigh Cuff) z regulowanym mankietem udowym, pozwala na optymalną ochronę i amortyzację stawu kolanowego
- Tylne mankiety łydkowe redukuje nacisk/napięcie na kość piszczelową
- Specjalne wymiękczenia na górnej, sztywnej ramie ortezy (wersja RT - Rigid Top), redukuje przyśrodkowe luzy i zwiększa komfort użytkowania
- Zegar fizjologiczny typu V-Track skutecznie chroni, wspomaga i amortyzuje kolano podczas aktywności fizycznej

-
- Rama wykonana z wysokiej jakości lotniczego aluminium jest bardzo mocna, a zarazem umożliwia dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb pacjenta
 - Regulacja kątowa wyprostu: 0°, 5°, 10°, 20°, 30° i 40°
 - Regulacja kątowa zgięcia 45°, 60°, 75° i 90°
 - Możliwość konwersji ortezy na wersję PCL (Stabilizacja więzadła krzyżowego tylnego) oraz na wersję CI (stabilizacja połączonej niestabilności więzadeł ACL i PCL)
 - Dostępna w 5 rozmiarach
 - Dostępna wyłącznie w kolorze SZARYM

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza kolana zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- stabilizacja stawu kolanowego po urazach więzadeł, m. in. ACL, PCL, LCL,
- urazy łąkotek
- zwyrodnienia stawu kolanowego
- urazy mechaniczne stawu o złożonym podłożu,
- po rekonstrukcjach w obrębie więzadeł,
- w czasie rehabilitacji leczniczej,
- jako profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów,
- jako zabezpieczenie struktur stawowych podczas uprawiania sportu,
- w czasie aktywności dnia codziennego.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL , XXL

Typ ortezy: lewa , prawa

Typ ortezy: ATC - z reg. mankietem udowym , RT - ze sztywną ramą