

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-jednoszynowa-oactive-oa-ost-p-1385.html>



Orteza jednoszynowa OActive OA OST

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-VQ-08-1200

Opis produktu

Nowoczesna orteza jednoszynowa stawu kolanowego wykonana jest z ramy o niskiej wadze zapewniającej ochronę z jednoczesną korekcją w stawie kolanowym. Orteza ta wyposażona jest w unikalny system płynnej regulacji szpotawości i koślawości. Ten zegar Q-Hinge pozwala na ruchy w stawie kolanowym z jednoczesnym zminimalizowaniem dolegliwości bólowych związanych z dysfunkcją fizjologicznej osi stawu, np. w chorobie zwyrodnieniowej. Orteza występuje w dwóch wersjach. Wersja standardowa przeznaczona jest dla osób o wzroście poniżej 185 cm, natomiast wersja wysoka produkowana jest z myślą o pacjentach powyżej 185 cm wzrostu.

Dostępne są ortezy prawe oraz lewe.

Rozmiary ortezy kolana (obwód uda):

Standardowa - do 185 cm wzrostu

Wysoka - powyżej 185 cm wzrostu

Cechy ortezy kolana:

- innowacyjna i mocna konstrukcja ramy
- 3-punktowe oddziaływanie na układ przyśrodkowy goleń-udo
- Zatrzaski na bazie szybko-złączki, umożliwiające szybkie zakładanie/ściągnięcie ortezy
- Jednoszynowa konstrukcja zapobiega uciskowi na piszczel i powstawaniu przyśrodkowych luzów
- Wkładki i paski z anty-poślizgowym zabezpieczeniem zapewniają maksymalne dopasowanie i amortyzację
- Precyzyjny zegar Q-Hinge pozwala na płynną regulację kąta kompresji przy koślawości i szpotawości kończyny dolnej
- Regulacja kątowa wyprostu: 0°, 10°, 20°, 30° i 40°
- Regulacja kątowa zgięcia 45°, 60°, 75° i 90°
- dostępna w wersji prawej i lewej
- dostępna w wersji standardowej - dla osób o wzroście do 185 cm oraz wysokiej - dla pacjentów powyżej 185 cm

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza kolana zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- osteoartroza,
- uszkodzenia więzadeł z towarzyszącą osteoartrozą,
- stabilizacja pooperacyjna urazów tkanek miękkich strony bocznej lub przyśrodkowej stawu kolanowego
- uszkodzenia łąkotek,
- profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ ortezy: lewa , prawa

Typ ortezy: standard - do 185 cm wzrostu , wysoka - pow. 185 cm wzrostu