

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-kolana-anatomic-pro-p-1050.html>



Orteza kolana Anatomic Pro

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-C AP 500

Opis produktu

Orteza kolana **składa się z trzech części**. Pierwszą z nich jest rama wykonana ze stopu aluminium i magnezu. Drugą część to **zegary policentryczne wraz z klinami blokującymi zakres ruchu**. Trzecią częścią aparatu są **pasy mocujące z zapiegami szybkozłącznymi**.

Kliny zastosowane w urządzeniu dają możliwość **regulacji kątowej ortezy**. Dla zgięcia jest to: 45°, 60°, 75° oraz 90° a dla wyprostu: 10°, 20°, 30°, 40° i 50°. Istnieje także możliwość stabilizacji wyprostu w pozycji 0°.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów orteza ta jest nie tylko niezwykle lekka, ale także wyjątkowo wytrzymała oraz **komfortowa w użytkowaniu**.

Orteza zapewnia stabilizację kolana oraz prowadzenie ruchów zgięcia i wyprostu ograniczając ruchy boczne a także przednio-tylne w niestabilnym stawie. Orteza kolana znajduje zastosowanie w sporcie oraz procesie rehabilitacji pourazowej.

Orteza dostępna jest **w wersji prawej oraz lewej** w pięciu rozmiarach od S do XXL.

Rozmiary ortezy kolana (obwód uda):

S - 34 - 40 cm
M - 40 - 47 cm
L - 47 - 54 cm
XL - 54 - 61 cm
XXL - 68 - 74 cm

Cechy ortezy kolana:

- składa się z:

- ramy ze stopu aluminium i magnezu
- precyzyjnych zegarów policentrycznych z klinami blokującymi zakres ruchu
- systemu pasów mocujących z zapiegami szybkozłącznymi

- regulacja kątowa:

- zgięcie: 45°, 60°, 75°, 90°
- wyprost: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°
- stabilizacja wyprostu 0°

-
- bardzo lekka i niezwykle wytrzymała rama
 - precyzyjne i płynnie działające zegary
 - duży komfort użytkowania
 - prawa lub lewa
 - wykorzystywana w sporcie i w rehabilitacji
 - dostępna w 5 rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza kolana zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- stabilizacja stawu kolanowego po urazach więzadeł m.in. ACL, PCL, LCL
- urazy łąkotek
- zwyrodnienia stawu kolanowego
- urazy mechaniczne stawu o złożonym podłożu
- po rekonstrukcjach w obrębie więzadeł
- w czasie rehabilitacji leczniczej
- jako profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar - obwód uda: L - 47 - 54 cm , M - 40 - 47 cm , S - 34 - 40 cm , XL - 54 - 61 cm , XXL - 68 - 74 cm

Typ ortezy: lewa , prawa