

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-kolana-fkb-p-1528.html>



Orteza kolana FKB

Cena brutto	666,00 zł
Cena netto	616,67 zł
Dostępność	WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY
Numer katalogowy	SM-TGO-OK-FKB

Opis produktu

Orteza kolana **składa się z trzech części**. Pierwszą z nich jest rama wykonana z lekkiego aluminium. Druga część to **zegary policentryczne wraz z klinami blokującymi zakres ruchu**. Trzecią częścią aparatu są **pasy mocujące z zapiegami szybkozłącznymi**.

Kliny zastosowane w urządzeniu dają możliwość **regulacji kątowej ortezy**. Dla zgięcia jest to: 45°, 60°, 75° oraz 90° a dla wyprostu: 0°, 10°, 20°, 30° i 40°. Orteza posiada możliwość Lockoutu.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów orteza ta jest nie tylko niezwykle lekka, ale także wyjątkowo wytrzymała oraz **komfortowa w użytkowaniu**.

Orteza zapewnia stabilizację kolana oraz prowadzenie ruchów zgięcia i wyprostu ograniczając ruchy boczne a także przednio-tylne w niestabilnym stawie. Orteza kolana znajduje zastosowanie w sporcie oraz procesie rehabilitacji pourazowej.

Orteza dostępna jest **w wersji prawej oraz lewej** w pięciu rozmiarach od XS do XL.

Rozmiar ortezy kolana	Obwód uda	Obwód podudzia
XS	33 - 39 cm	25 - 29 cm
S	40 - 45 cm	30 - 34 cm
M	46 - 52 cm	35 - 39 cm
L	53 - 58 cm	40 - 44 cm
XL	59 - 66 cm	45 - 49 cm

UWAGA:

- Pomiaru obwodu uda należy dokonać 15 cm powyżej środka rzepki
- Pomiaru obwodu podudzia należy dokonać 15 cm poniżej środka rzepki

Cechy ortezy kolana:

- składa się z:

- lekkiej, aluminiowej ramy
- precyzyjnych zegarów policentrycznych z klinami
- systemu pasów mocujących z zapiegami szybkozłącznymi

- regulacja kątowa:

- zgięcie: 45°, 60°, 75°, 90°

-
- wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 - Lockout

- bardzo lekka i niezwykle wytrzymała rama
- precyzyjne i płynnie działające zegary
- duży komfort użytkowania
- prawa lub lewa
- wykorzystywana w sporcie i w rehabilitacji
- dostępna w 5 rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza kolana zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- stabilizacja stawu kolanowego po urazach więzadeł m.in. ACL, PCL, MCL, LCL
- urazy łąkotek
- zwyrodnienia stawu kolanowego
- urazy mechaniczne stawu o złożonym podłożu
- po rekonstrukcjach w obrębie więzadeł
- w czasie rehabilitacji leczniczej
- jako profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , XS , M , L , XL

Typ ortezy: lewa , prawa