

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-na-dlon-nadgarstek-i-przedramie-p-1436.html>



Orteza na dłoń, nadgarstek i przedramię

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-CHFX-71

Opis produktu

Orteza na dłoń, nadgarstek i przedramię stosowana jest w celu stabilizacji stawu nadgarstkowego, dłoni oraz palców. Produkt ten należy do linii Chrisofix, która charakteryzuje się bardzo lekkim i wytrzymałym rdzeniem otoczonym wewnątrz, jak i na zewnątrz wyściółką z bawełny i pianki polietylenowej.

Produkty Chrisofix łączą w sobie zalety tradycyjnego unieruchomienia z komfortem użytkowania elastycznej ortezy. Produkty wykonane w tej technologii zapewniają punktowe bądź całościowe unieruchomienie wybranej części ciała. Założenie produktów z linii Chrisofix nie wymaga wody, czy źródła ciepła. Technologia Chrisofix polega na wykorzystaniu opatentowanej lekkiej, aluminiowej struktury umożliwiającej perfekcyjne dopasowanie produktu do budowy anatomicznej pacjenta. Doskonała stabilizacja jest możliwa dzięki wielopunktowej regulacji na rzepy oraz występowaniu produktów w kilku rozmiarach.

Produkty Chrisofix:

- są przepuszczalne dla promieni Rentgena,
- można je indywidualnie dopasować, w zakresie nawet najmniejszych różnic budowy anatomicznej pacjenta,
- posiadają perforowaną strukturę – przepuszczalną dla ciepła i wilgoci,
- są łatwe w utrzymaniu i komfortowe w użytkowaniu.

Stabilizator ten ~~zapięany jest na cztery rzepy~~ przylegane onezapięany jest na cztery rzepy umieszczone na taśmach dociągowych, co zapewnia bardzo dobre

Produkowana jest w trzech rozmiarach **od S do L**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała. Pomiaru należy dokonać od stawu nadgarstkowego do końca najdłuższego palca.

Pomiar: długość dłoni od stawu nadgarstkowego do końca najdłuższego palca

ROZMIAR

S	16,5 - 17,5 cm
M	17,5 - 19 cm
L	> 19 cm

Cechy ortezy:

-
- perfekcyjna stabilizacja półkolistą,
 - możliwość regulacji stabilizacji za pomocą czterech taśm dociągowych zapinanych na rzep
 - natychmiastowa gotowość do użycia,
 - możliwość regulacji kształtu,
 - nadaje się do wielokrotnego użytku,
 - lekka
 - wygodna w stosowaniu
 - dostępna w 3 rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- Schorzenia neurologiczne centralnego lub obwodowego układu nerwowego, w tym:

- Opadanie porażenne ręki
- Przykurcze w stawach nadgarstkowym, śródreżnopaliczkowych i paliczkowych

- Ostre lub przewlekłe zespoły bólowe kości nadgarstka
- Zapalenia lub uszkodzenia aparatu więzadłowego
- Pęknięcia lub złamania w obrębie stawów nadgarstka,
- Zmiany zwyrodnieniowe,
- W leczeniu zachowawczym oraz po zabiegach operacyjnych
- Po zdjęciu opatrunku gipsowego

Produkty Chrisofix zostały opatentowane w Szwajcarii i produkowane są na Węgrzech.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L