

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-na-zlamane-zebra-p-1439.html>

Orteza na złamane żebra



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-CHFX-60

Opis produktu

Orteza na złamane żebra stosowana jest jako unieruchomienie i precyzyjna, miejscowa izolacja żeber w następstwie: złamań, pęknięć, stłuczeń.

Produkt ten należy do linii Chrisofix.

Produkty Chrisofix charakteryzują się tym, iż łączą w sobie zalety tradycyjnego unieruchomienia z komfortem użytkowania elastycznej ortezy. Produkty wykonane w tej technologii zapewniają punktowe bądź całościowe unieruchomienie wybranej części ciała. Użycie produktów z linii Chrisofix nie wymaga wody, czy źródeł ciepła. Technologia Chrisofix polega na wykorzystaniu lekkiej struktury umożliwiającej perfekcyjne dopasowanie produktu do budowy anatomicznej pacjenta, a także na doskonałej stabilizacji.

Orteza służy do unieruchomienia i izolacji żeber w wyniku złamań, pęknięć oraz stłuczeń. Powinna być stosowana pod kontrolą lekarza przez okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku konieczności dłuższego stosowania, konieczne jest założenie nowej ortezy.

Przeciwwskazania do stosowania ortezy:

- otarcia naskórka
- egzemy skórne
- rany i inne uszkodzenia
- po zastosowaniu maści i żeli rozgrzewających

Uwaga: Podczas kąpieli należy ortezę zabezpieczyć wodoodporną folią.

Produkty Chrisofix:

- są przepuszczalne dla promieni Rentgena,
- można je indywidualnie dopasować, w zakresie nawet najmniejszych różnic budowy anatomicznej pacjenta,
- posiadają perforowaną strukturę – przepuszczalną dla ciepła i wilgoci,
- są łatwe w utrzymaniu i komfortowe w użytkowaniu.

Stabilizator ten **przyklejany jest w miejscu uszkodzenia żeber.**

Orteza dostępna jest w dwóch rozmiarach **od S oraz M.**

ROZMIAR	
S	17 x 12 cm
M	17 x 17 cm

Cechy ortezy:

- natychmiastowa gotowość do użycia,
- lekka
- wygodna w stosowaniu
- znacznie redukuje ból
- wpływa pozytywnie na funkcje życiowe
- dostępna w 2 rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza wpływa m.in. na:

- Natychmiastowe obniżenie dolegliwości bólowych,
- Izolację uszkodzenia żeber w bardzo precyzyjny sposób,
- Przyspieszenie powrotu do pełnych funkcji oddechowych,
- Obniżenie ryzyka komplikacji,
- Skrócenie procesu leczenia i rehabilitacji.

Produkty Chrisofix zostały opatentowane w Szwajcarii i produkowane są na Węgrzech.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M