

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-redresujaca-staw-lokciowy-z-uchwytem-p-2413.html>

Orteza redresująca staw łokciowy z uchwytem

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	249,07 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-SL910

Opis produktu

ORTEZA REDRESUJĄCA STAW ŁOKCIOWY

Orteza pozwala zwiększyć zakres ruchu kończyny lub znieść przykurcz stawu. Składa się z jednoosiowej szyny stabilizującej zakończonej ergonomicznym uchwytem dłoniowym, zegara typu ROM z blokowanym systemem zębatkowym oraz systemu pasów obwodowych zapewniających pewne przyleganie ortezy do kończyny. Szyna jest wykonana z wytrzymałego aluminium, co sprawia że jest ona lekka i trwała. Orteza posiada teleskopową regulację części ramiennej i przedramiennej, pozwala na indywidualne dopasowanie do każdego pacjenta.

Wskazania do stosowania ortezy:

- przykurcz zgięciowy lub wyprostny
- skręcenie lub zwinięcie stawu
- niewydolność więzadeł
- niestabilność stawu łokciowego po urazach
- w okresie rekonwalescencji po złamaniach
- po innych zabiegach operacyjnych

Dane techniczne:

ROZMIAR	UNIWERSALNY	REGULACJA KĄTA	ZGIĘCIE	WYPROST
TYP	LEWY/PRAWY		0° - 120°	0° - 90°
REGULACJA DŁUGOŚCI		41 cm - 51 cm		
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ Z UCHWYTEM		56 cm - 66 cm		

Cechy ortezy:

- lekka i trwała
- zwiększa zakres ruchów
- regulacja kąta (zgięcie: 0°-120°, wyprost: 0°-90°)
- osłabia przykurcz stawu
- przylega do kończyny
- wykonana z aluminium
- rozmiar uniwersalny
- gwarancja 12 miesięcy

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.