

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-stabilizujaca-golen-udo-p-1032.html>



Orteza stabilizująca goleń udo

Cena brutto	124,00 zł
Cena netto	114,81 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-C OGU 505

Opis produktu

Orteza stabilizująca goleń i udo **wykonana jest z elastycznej, lekkiej tkaniny piankowej obszytej z zewnątrz dodatkowym materiałem, a wewnątrz frotte**. Dzięki temu jest trwała a jednocześnie komfortowa w noszeniu. Orteza ta składa się z trzech części materiału oraz **aluminiowych szyn**, które unieruchamiają kończynę w kierunkach: bocznym, przyśrodkowym oraz przednio-tylnym. Dostosowanie obwodu ortezy możliwe jest dzięki **systemowi pasów z rzepami**. Przeznaczeniem ortezy jest przede wszystkim stabilizacja stawu kolanowego w wyproście w procesie rehabilitacji pourazowej a także po zabiegach operacyjnych. Można ją stosować również w przypadku reedukacji chodu u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi przebiegającymi z niedowładem kończyn dolnych.

Produkowana jest w czterech rozmiarach **od S do XL**, dzięki czemu można ją dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
S	44 cm
M	50 cm
L	60 cm
XL	70 cm

Cechy ortezy golenia - uda:

- wykonany z elastycznej tkaniny piankowej obszytej dodatkowym materiałem
- wewnątrz - frotte
- złożona z trzech części materiału i aluminiowych szyn

-
- szyny zapewniają unieruchomienie kończyny w kierunkach bocznym, przyśrodkowym oraz przednio-tylnym
 - system pasów z rzepami
 - wykorzystywana w celu stabilizacji kolana w wyproście
 - wykorzystywana w reedukacji chodzenia
 - dostępna w czterech rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza stabilizująca goleń/udo zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- zwichnięcia i skręcenia stawu kolanowego
- uszkodzenie aparatu więzadłowego
- hipermobilność stawu kolanowego
- unieruchomienie po złamaniach
- zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym
- jako unieruchomienie pooperacyjne

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość ortezy uda: S - 44 cm , M - 50 cm , L - 60 cm , XL - 70 cm