

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-stabilizujaca-na-kostke-i-srodstopie-p-2436.html>



Orteza stabilizująca na kostkę i śródstopie

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

**SM-TGO-
AI910TP/AI910FP**

Opis produktu

Orteza wykonana jest z **nietoksycznego, trójwarstwowego materiału przepuszczającego powietrze**, dzięki czemu jest lekka, komfortowa i bezpieczna w użyciu. Zabezpiecza stopę przed opadaniem i sunięciem jej po ziemi, co z kolei ogranicza ryzyko potknięcia i upadku.

ORTEZA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

Część na kostkę:

Opaska na kostkę zapinana na rzep posiada elastyczną plastikową wkładkę którą umieszcza się pomiędzy językiem, a sznurówką buta. Element łączący kostkę i stopę składa się z wytrzymałego elastycznego paska oraz plastikowej sprzączki odpinanej jednym kliknięciem. Dostępna jest w trzech rozmiarach: **S, M, L**.

Część na śródstopie:

Opaska na śródstopie zapinana na rzep posiada zapięcie klamrowe które łączy opaskę śródstopia z opaską na kostce. **Może być stosowany tylko w połączeniu z częścią na kostkę**. Dostępna w czterech rozmiarach: **S, M, L, XL**.

ROZMIAR	OBWÓD KOSTKI	OBWÓD ŚRÓDSTOPIA
S	18-23 cm	17-21 cm
M	23-28 cm	19-23 cm
L	28-37 cm	21-25 cm
XL	-	24-28 cm

Wskazania:

- dynamiczne wsparcie w przypadku opadania stopy,
- porażenie wiotkie.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obwód kostki: S - 18 - 23 cm , M - 23 - 28 cm , L - 28 - 37 cm

Obwód śródstopia: S - 17 - 21 cm , M - 19 - 23 cm , L - 21 - 25 cm , XL - 24 - 28 cm

Rodzaj ortezy: Na kostkę , Na kostkę i śródstopie