

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-stabilizujaca-rzepke-p-1029.html>

Orteza stabilizująca rzepkę



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-C SR 501

Opis produktu

Orteza stabilizująca rzepkę wykonana jest z elastycznego materiału, który jednocześnie przepuszcza powietrze a także odprowadza wilgoć dla pełnego komfortu użytkowania. Orteza posiada otwór na rzepkę z piankowym pierścieniem. Pierścień ten stabilizuje ortezę oraz odciąża rzepkę.

Dodatkowo wyposażona jest w boczne spiralne stalki, które zapewniają pewne i stabilne prowadzenie stawu w czasie jego zginania i prostowania.

Orteza rzepki wykorzystywana jest w celu usprawnienia czynności chodu w urazach rzepki i w przypadku niestabilności stawu kolanowego. Produkt ten posiada anatomiczny kształt, co zapewnia idealne przyleganie.

Produkowana jest w pięciu rozmiarach **od S do XXL**, dzięki czemu można ją dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-41 cm
XL	41-44 cm
XXL	44-47 cm

Cechy ortezy na rzepkę:

- wykonana z elastycznego materiału przepuszczającego powietrze i odprowadzającego wilgoć
- zaopatrzona w otwór na rzepkę z piankowym pierścieniem
- pierścień pozycjonuje ortezę i odciąża rzepkę
- boczne spiralne stalki
- anatomiczny kształt zapewnia idealne przyleganie

- wykorzystywana w urazach rzepki i niestabilności stawu kolanowego

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza na rzepkę zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- chorobowe zmiany rzepki
- reumatyczne stany zapalne stawu kolanowego
- pierwotny syndrom wierzchołka rzepki
- zwichnięcie rzepki
- lekkie niewydolności więzadeł
- profilaktyka przeciążeń i urazów
- choroby reumatyczne

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ortezy kolana: L - 38 - 41 cm , M - 36 - 38 cm , S - 34 - 36 cm , XL - 41 - 44 cm , XXL - 44 - 47 cm