

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-stawu-kolanowego-dla-dzieci-p-2446.html>



Orteza stawu kolanowego dla dzieci

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-87081

Opis produktu

Orteza stawu kolanowego GENU-HIT Kids **przeznaczona jest dla dzieci**. Posiada ona boczne spirale i profilowany silikonowy pierścień wokół rzepki, który **stabilizuje staw kolanowy**. Pierścień ten jest owalny i rozciąga się przy prostowaniu kolana, a kurczy przy zgięciu. **Wpływa bardzo korzystnie na resorpcję obrzęków i wysięków**. Orteza jest wykonana z materiału, który zawiera lycrę, która jest umieszczona w dole podkolanowym. Dzięki temu jest stały ucisk, praktycznie całkowity brak gromadzenia i tworzenia się fałd związanych z rolowaniem materiału, w efekcie **zapewniając wysoki komfort noszenia**. Materiał ten nie zawiera lateksu. Niewątpliwie atutem ortezy jest fakt, że **można ją nosić na lewej i prawej nodze**. Dostępna jest w kolorze szarym.

Rozmiar:

- mierzony wokół uda na wysokości 14 cm powyżej szpary stawu kolanowego: **29 - 33 cm**
- mierzony wokół podudzia na wysokości 14 cm poniżej szpary stawu kolanowego: **23 - 26 cm**

Cechy ortezy:

- przeznaczona dla dzieci,
- stabilizuje staw kolanowy,
- wpływa pozytywnie na resorpcję obrzęków i wysięków,
- materiał zawiera lycrę,
- materiał nie zawiera lateksu,
- komfortowa.

Wskazania:

- Uszkodzenia więzadeł
- Chondromalacja rzepki
- Uszkodzenia łąkotek
- Wysięki dostawowe
- Lekkie niestabilności więzadeł
- Torbiele Bakera
- Stany pooperacyjne i pourazowe

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.