

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-stawu-kolanowego-tele-range-p-1529.html>



Orteza stawu kolanowego Tele-Range

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-TR

Opis produktu

Nowoczesna orteza typu POST-OP złożona jest:

- z dwóch szyn regulowanych na długość
- zegarów typu ROM z regulacją zakresu ruchów zgięcia i wyprostu.

Orteza mocowana jest poprzez system pasów obwodowych regulowanych i zapinanych rzepami oraz sprzączkami. Skokowa regulacja czterech poziomów podparcia umożliwia idealne dopasowanie. Do produkcji ortezy zastosowano najwyższej jakości materiały, co wpływa na jej trwałość a także estetyczny wygląd.

Orteza stawu kolanowego zapewnia stabilizację kolana oraz prowadzenie ruchów zgięcia i wyprostu w pełnym lub ograniczonym zakresie. Orteza ogranicza przy tym niepożądane ruchy w niestabilnym stawie. Wykorzystywana jest w procesie rehabilitacji pourazowej.

Orteza ta dostępna jest w uniwersalnym rozmiarze.

Cechy ortezy kolana:

Zakres ruchomości:

- Zgięcie: 0° - 120° (co 10°)
- Wyprost: -10° - 40° (co 10°)

Szybka blokada statyczna:

- Zakres: 0° - 40° (co 10°)

Regulacja długości:

- Zewnętrzna: 53 - 66,5 cm (co 1,5 cm)
- Wewnętrzna: 26,5 - 37 cm (co 1,5 cm)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza kolana zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- Urazy więzadłowe: ACL, PCL, MCL, LCL
- Urazy łąkotek
- Choroba zwyrodnieniowa

-
- Skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego
 - W leczeniu zachowawczym po unieruchomieniach
 - W procesie rehabilitacji i po zabiegach operacyjnych
 - Po rekonstrukcjach w obrębie więzadeł

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.