

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-stawu-lociowego-dla-dzieci-p-2444.html>

Orteza stawu łokciowego dla dzieci



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-87237

Opis produktu

Orteza stawu łokciowego EPIDYN Kids jest przeznaczona dla dzieci. Służy do odciążenia i kompresji stawu łokciowego. Wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, odpornych na rozciąganie, łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Orteza dopasowuje się optymalnie do konturów stawu łokciowego. Silikonowe peloty (wkładki) z wypustkami mają korzystny wpływ na bolesne zapalenie ścięgien lub przyczepów ścięgniastych przy zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz torebek stawowych. Peloty poprawiają ukrwienie i przyspieszają wchłanianie wysięków. Dodatkowym atutem ortezy jest fakt, że można ją nosić na prawej i lewej ręce. Dostępna jest w rozmiarze **18-20 cm (obwód przedramienia - mierzony w najszerszym miejscu przedramienia)**

Wskazania do stosowania ortezy:

- Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej tzw. łokieć tenisisty
- Osłabienie więzadeł
- Skrzywienie stawu łokciowego
- Stany zapalne po zabiegach operacyjnych i złamaniach
- Tendomiopatia
- Wylewy dostawowe w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

Cechy ortezy:

- przeznaczona dla dzieci
- do odciążenia stawu łokciowego
- silikonowe peloty (wkładki) z wypustkami
- możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie
- dostępne kolory: szary
- rozmiar: **dzieci 18 - 20 cm**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.