

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-stawu-lokciowego-z-ujeciem-reki-p-1438.html>



Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-CHFX-77

Opis produktu

Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki stosowana jest w celu stabilizacji ramienia, stawu łokciowego, przedramienia i stawu nadgarstkowego przy jednoczesnym ograniczeniu supinacji i pronacji przedramienia. Produkt ten należy do linii Chrisofix, która charakteryzuje się bardzo lekkim i wytrzymałym rdzeniem otoczonym wewnątrz, jak i na zewnątrz wyściółką z bawełny i pianki polietylenowej.

Produkty Chrisofix łączą w sobie zalety tradycyjnego unieruchomienia z komfortem użytkowania elastycznej ortezy. Produkty wykonane w tej technologii zapewniają punktowe bądź całościowe unieruchomienie wybranej części ciała. Założenie produktów z linii Chrisofix nie wymaga wody, czy źródeł ciepła. Technologia Chrisofix polega na wykorzystaniu opatentowanej lekkiej, aluminiowej struktury umożliwiającej perfekcyjne dopasowanie produktu do budowy anatomicznej pacjenta. Doskonała stabilizacja jest możliwa dzięki wielopunktowej regulacji na rzepy oraz występowaniu produktów w kilku rozmiarach. Regulacja ortezy jest w zakresie od 90-100 stopni.

Produkty Chrisofix:

- są przepuszczalne dla promieni Rentgena,
- można je indywidualnie dopasować, w zakresie nawet najmniejszych różnic budowy anatomicznej pacjenta,
- posiadają perforowaną strukturę – przepuszczalną dla ciepła i wilgoci,
- są łatwe w utrzymaniu i komfortowe w użytkowaniu.

Stabilizator ten **zapinany jest na pięć rzepów** umieszczone na taśmach dociągowych, co zapewnia bardzo dobre przyleganie ortezy do ręki.

Produkowana jest w trzech rozmiarach **od S do L**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała. Pomiar należy przeprowadzić od stawu łokciowego do kości śródręcza.

Pomiar: długość od łokcia do wysokości stawu śródręczno-paliczkowego

Rozmiar ortezy (długość przedramienia):

S - 26 - 30 cm

M - 30 - 34cm

L - 34 i więcej cm

Cechy ortezy:

- perfekcyjna stabilizacja,
- możliwość regulacji stabilizacji za pomocą pięciu taśm dociągowych zapinanych na rzep
- natychmiastowa gotowość do użycia,
- możliwość regulacji kształtu,
- nadaje się do wielokrotnego użytku,
- lekka
- wygodna w stosowaniu
- dostępna w 3 rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- Schorzenia neurologiczne centralnego lub obwodowego układu nerwowego
- Złamania i pęknięcia śród-stawowe stawu łokciowego
- Stany zapalne ostre lub przewlekłe stawów łokciowego i /lub nadgarstkowego
- Ostre lub przewlekłe stany zapalne kości przedramienia i/lub ramienia
- W leczeniu zachowawczym oraz po zabiegach operacyjnych
- Po zdjęciu opatrunku gipsowego

Produkty Chrisofix zostały opatentowane w Szwajcarii i produkowane są na Węgrzech.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L