

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-stawu-skokowego-ze-wzmocnieniami-p-1051.html>



## Orteza stawu skokowego ze wzmocnieniami

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>69,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>63,89 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>SM-TGO-C STS 602</b> |

### Opis produktu

Orteza stawu skokowego ze wzmocnieniami **stosowana jest w szerokiej gamie przypadłości związanych z kostką**. Dzięki wykonaniu z elastycznego, przewiewnego materiału, który dobrze odprowadza wilgoć, jest bardzo komfortowa w użytkowaniu.

Dzięki zastosowaniu lekkich, obocznych wzmocnień obejmujących kostki, orteza ta pozwala na zabezpieczenie niestabilności stawu w kierunkach bocznych i przyśrodkowym. Dodatkowe taśmy obecne w ortezie zabezpieczają przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej.

Jest to orteza otwarta typu pięta-palce co również przyczynia się do większego komfortu u użytkowników.

Produkowana jest w pięciu rozmiarach **od S do XXL**, dzięki czemu można ją dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

| ROZMIAR | OBWÓD KOSTKI |
|---------|--------------|
| S       | 24-26 cm     |
| M       | 26-28 cm     |
| L       | 28-31 cm     |
| XL      | 31-34 cm     |
| XXL     | 34-37 cm     |

### Cechy ortezy:

- posiada lekkie, oboczne wzmocnienia obejmujące kostki
- wykonana z elastycznego materiału przepuszczającego powietrze i odprowadzającego wilgoć
- dodatkowe taśmy zabezpieczające przed skręceniem kości skokowej
- typ otwarty (pięta - palce)

- 
- dostępna w 5 rozmiarach (obwodach)

**Gwarancja producenta na 12 miesięcy.**

**Orteza zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:**

- skręcenia lub zwichnięcia stawu skokowego
- złamania
- uszkodzenia więzadeł stawu skokowego górnego i dolnego
- zwyrodnienia stawu
- zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym
- profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów
- w procesie rehabilitacji po unieruchomieniu gipsowym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar ortezy kostki:** L - 28 - 31 cm , M - 26 - 28 cm , S - 24 - 26 cm , XL - 31 - 34 cm , XXL - 34 - 37 cm