

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/orteza-stopowo-goleniowa-z-regulacja-katowa-p-1068.html>



Orteza stopowo-goleniowa z regulacją kątową

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

**SM-TGO-E BM-R(P)
610(1)**

Opis produktu

Orteza stopowo-goleniowa składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest szyna w kształcie buta wykonana z wytrzymałego i lekkiego PCV. Szyna zaopatrzona jest w zegary z systemem zębatkowym, co pozwala na regulację kątową ortezy. Drugą częścią jest miękki materiał piankowy **obszyty tkaniną CoolMAX** stanowiący wewnętrzną wyściółkę. Tkanina ta doskonale przepuszcza powietrze a jednocześnie odprowadza wilgoć oraz ciepło, co zwiększa znacznie komfort noszenia buta marszowego.

Orteza wyposażona została w **system pasów obwodowych**, który ma na celu indywidualne dopasowanie siły stabilizacji. Ponadto but ten posiada profilowaną podeszwę z materiałem antypoślizgowym. Dzięki temu jest nie tylko wygodny, ale także bezpieczny.

Produkt ten zalicza się do wyrobów medycznych stosowanych w celu ustabilizowania stopy i podudzia w położeniu pośrednim w stanach pourazowych w obrębie stawów skokowych.

Ta orteza dostępna jest w dwóch wersjach:

- bez stabilizacji pneumatycznej - **w cenie 210 zł**
- ze stabilizacją pneumatyczną (na zdjęciu) - **w cenie 252 zł**

Produkowany jest w trzech rozmiarach **od S do L**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na wielkość jego stopy.

Wysokość buta to ok. 17" tj. ok. 43 cm.

Rozmiar buta :

S - 35 - 39
M - 40 - 44
L - 44 - 46

Cechy ortezy:

- składa się z dwóch części: szyny w kształcie buta z PCV i miękkiego materiału stanowiącego wyściółkę
- wyściółka przepuszcza powietrze i odprowadza wilgoć
- regulacja kątowa dzięki zegarom z systemem zębatkowym
- pasy obwodowe do regulacji obwodu
- profilowana podeszwa z materiałem antypoślizgowym

-
- wysokość 17" (ok. 43 cm)
 - dostępne dwie wersje: bez stabilizacji pneumatycznej oraz ze stabilizacją pneumatyczną
 - dostępny w 3 rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych
- złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawów skokowych
- naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa
- w czasie leczenia pooperacyjnego
- jako alternatywa unieruchomienia gipsowego

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: L - 44 - 46 , M - 40 - 44 , S - 35 - 39

Typ ortezy: Bez stabilizacji pneumatycznej , Ze stabilizacją pneumatyczną