

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/osprzet-do-kabiny-ugul-maksimum-81-elementow-p-2407.html>

Osprzęt do kabiny UGUL maksimum - 81 elementów z Pętlą Glissona

Cena brutto **2 599,00 zł**Cena netto **2 406,48 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **SM-FX-O-KSS-Maximum**

Opis produktu

Osprzęt do kabiny UGUL maksimum - 81 elementów z Pętlą Glissona

Osprzęt do kabiny UGUL maksimum - 81 elementów to gotowy komplet do pracy w systemie UGUL, przeznaczony do ćwiczeń w odciążeniu, z oporem, czynno-biernych i samowspomaganych. Ten wariant został skonfigurowany dla gabinetów i placówek, które potrzebują nie tylko linek, podwieszek i ciężarków, ale także **Pętli Glissona, mankietów, pasa stabilizacji ud oraz uchwytów metalowych na linkę.**

Skrót parametryczny: 81 elementów • 14 linek • 13 podwieszek • 14 ciężarków miękkich 0,5–4,0 kg • 30 esików • 2 mankiety nadgarstkowo-kostkowe • 1 mankiet udowy • 2 pasy do stabilizacji ud • 1 Pętla Glissona • 2 uchwyty metalowe na linkę. To wariant maksimum, który wyróżnia się nie liczbą elementów, ale **konfiguracją zestawu** i obecnością akcesoriów potrzebnych do bardziej rozbudowanej pracy terapeutycznej.


Jeżeli porównujesz różne warianty, zobacz także kategorię [komplety osprzętu UGUL](#) oraz [elementy osprzętu UGUL](#), gdzie znajdziesz pojedyncze linki, podwieszki, mankiety i pasy do rozbudowy stanowiska.

Najważniejsze parametry zestawu


Nazwa zestawu	Osprzęt do kabiny UGUL maksimum
Liczba elementów	81
Linki	14 szt.
Podwieszki	13 szt.
Ciężarki miękkie	14 szt. (0,5–4,0 kg)
Esiki	30 szt.
Dodatkowe elementy	mankiety KC26 i KC27, pas FC03, Pętla Glissona US02, uchwyty metalowe U4010
Zastosowanie	ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, czynno-bierne,

Co zawiera zestaw maksimum do UGUL?

Niżej znajdziesz pełny skład zestawu wraz z ilościami. Taka rozpiska ułatwia szybkie porównanie wariantu maksimum z zestawem podstawowym, standardowym, standard II oraz pełnym.

Zdjęcie	Element zestawu	Symbol	Ilość
	Linka 160 cm do UGUL	KC01	4 szt.
	Linka 96 cm do UGUL	KC02	6 szt.
	Linka 245 cm do UGUL	KC03	1 szt.
	Linka 572 cm do UGUL	KC04	1 szt.
	Linka 375 cm do UGUL	KC05	2 szt.
	Podwieszka przedramion i podudzi 420 x 100 mm	KC06	2 szt.
	Podwieszka ud i ramion 540	KC07	2 szt.

Zdjęcie	Element zestawu		
	x 135 mm		
	Podwieszka pod miednicę 730 x 230 mm	Symbol KC08	Ilość 1 szt.
	Podwieszka klatki piersiowej 675 x 225 mm	KC09	1 szt.
	Podwieszka pod głowę 150 x 530 mm	KC10	1 szt.
	Podwieszka stóp 75 x 610 mm	KC11	2 szt.
	Podwieszka dwustawowa ze skóry (pelota + pas)	KC12	4 szt.
	Pas do wyciągu za miednicę 1330 x 170 mm	KC13	1 szt.
	Kamaszek skórzany do	KC14	1 szt.

Zdjęcie	Element zestawu		
	wyciągu 135 x 170 mm		
		Symbol	Ilość
	Ciężarek miękki 0,5 kg	KC17	2 szt.
	Ciężarek miękki 1,0 kg	KC18	2 szt.
	Ciężarek miękki 1,5 kg	KC19	2 szt.
	Ciężarek miękki 2,0 kg	KC20	2 szt.
	Ciężarek miękki 2,5 kg	KC21	2 szt.
	Ciężarek miękki 3,0 kg	KC22	2 szt.
	Ciężarek miękki 4,0 kg	KC23	2 szt.

Zdjęcie	Element zestawu		
		Symbol	Ilość
	Esik metalowy	ES	30 szt.
	Mankiet nadgarstkowo-kostkowy	KC26	2 szt.
	Mankiet udowy ze skóry	KC27	1 szt.
	Pas do stabilizacji ud (pelota + paski)	FC03	2 szt.
	Pętla Glissona z orczykiem	US02	1 szt.
	Uchwyt metalowy na linę	U4010	2 szt.

Dlaczego warto wybrać wariant maksimum?

Wariant maksimum warto rozpatrywać jako **konfigurację specjalistyczną**, a nie tylko zestaw „z większą liczbą elementów”. W praktyce jego przewagą są elementy, które rozszerzają zakres pracy terapeutycznej: **Pętla Glissona, mankiety, pas stabilizacji ud, uchwyty metalowe na linę oraz ciężarki do 4,0 kg**.

To dobre rozwiązanie dla gabinetów, które chcą od razu wejść na poziom bardziej rozbudowanego stanowiska bez kompletowania wielu elementów osobno. Jeżeli zależy Ci na prostszym wariantcie, zobacz także [zestaw podstawowy 69 elementów](#), [zestaw standardowy 82 elementy](#), [standard II 71 elementów](#) oraz [zestaw pełny 133 elementy](#).

Zastosowanie zestawu

Zestaw maksimum do UGUL sprawdza się przy ćwiczeniach czynnych w odciążeniu, ćwiczeniach z oporem, ćwiczeniach czynno-biernych oraz samowspomaganych. Dzięki rozpisanemu składowi terapeuta może szybciej dobrać odpowiedni układ linek, podwieszek i obciążeń do rodzaju ćwiczenia, obszaru ciała i celu terapii.

- ćwiczenia w odciążeniu kończyn górnych i dolnych,
- ćwiczenia z obciążeniem w systemie bloczkowo-ciężarkowym,
- ćwiczenia czynno-bierne i samowspomagane,
- praca z elementami dodatkowymi, takimi jak Pętla Glissona i mankiety,
- rozbudowa stanowiska UGUL bez dobierania każdego elementu osobno.

Powiązane elementy

Jeżeli chcesz rozbudować stanowisko albo uzupełnić zużyte elementy, poniżej znajdziesz produkty z tej samej grupy osprzętu UGUL. To linkowanie wspiera także wygodne poruszanie się po całym klastrze tematycznym osprzętu do UGUL i PUR.

- [linka rehabilitacyjna KC05](#)
- [podwieszka stóp KC11](#)
- [esik do podwieszek UGUL](#)
- [Pętla Glissona z orczykiem US02](#)
- [mankiet udowy KC27](#)
- [kamaszek KC14 do UGUL](#)