

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/osprzet-podstawowy-do-ugul-p-112.html>

Osprzęt podstawowy do kabiny UGUL - 69 elementów

Cena brutto **1 645,00 zł**Cena netto **1 523,15 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **SM-FX-O-UGUL-OSPP**

Opis produktu

Osprzęt podstawowy do kabiny UGUL - 69 elementów to gotowy komplet przeznaczony do ćwiczeń w odciążeniu, z oporem, czynno-biernych oraz samowspomaganych. Wariant podstawowy został przygotowany z myślą o gabinetach fizjoterapii, salach rehabilitacyjnych i placówkach, które potrzebują bardziej rozbudowanego zestawu niż wersja minimum, ale nie chcą od razu sięgać po największe komplety.

To praktyczny zestaw do codziennej pracy terapeutycznej: obejmuje linki, podwieszki, ciężarki, pas do wyciągu za miednicę, kamaszek oraz esiki. Dzięki temu pozwala szybko uruchomić stanowisko do terapii ruchem bez kompletowania elementów osobno.


Najważniejsze w skrócie: 69 elementów • 14 linek • 15 podwieszek • 8 ciężarków • 30 esików • ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, czynno-bierne i samowspomagane.

Najważniejsze informacje o zestawie

Liczba elementów	69
Linki	14 szt.
Podwieszki	15 szt.
Ciężarki miękkie	8 szt. (0,5 kg, 1,0 kg, 1,5 kg, 2,0 kg, 2,5 kg, 3,0 kg)
Pozostałe elementy	pas do wyciągu za miednicę, kamaszek, 30 esików
Zastosowanie	ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, czynno-bierne, samowspomagane
Dla kogo	gabinet fizjoterapii, sala rehabilitacyjna, placówka medyczna

Elementy zestawu podstawowego do kabiny UGUL

Poniżej znajduje się pełny skład zestawu podstawowego 69 elementów. Tabela ułatwia szybkie sprawdzenie wyposażenia i porównanie tego wariantu z zestawem minimum, standardowym i pełnym.

Zdjęcie	Element zestawu	Symbol	Ilość
	Linka 160 cm do UGUL	KC01	8 szt.
	Linka 96 cm do UGUL	KC02	2 szt.
	Linka 245 cm do UGUL	KC03	1 szt.
	Linka 572 cm do UGUL	KC04	1 szt.
	Linka 375 cm do UGUL	KC05	2 szt.
	Podwieszka przedramion i podudzi 420 x 100 mm	KC06	4 szt.
	Podwieszka ud i ramion 540 x 135 mm	KC07	4 szt.

Zdjęcie	Element zestawu		
		Symbol	Ilość
	Podwieszka pod miednicę 730 x 230 mm	KC08	1 szt.
	Podwieszka klatki piersiowej 675 x 225 mm	KC09	1 szt.
	Podwieszka pod głowę 150 x 530 mm	KC10	1 szt.
	Podwieszka stóp 75 x 610 mm	KC11	2 szt.
	Podwieszka dwustawowa z pelotą i pasem	KC12	2 szt.
	Pas do wyciągu za miednicę 1330 x 170 mm	KC13	1 szt.
	Kamaszek 135 x 170 mm	KC14	1 szt.

Zdjęcie	Element zestawu		
		Symbol	Ilość
	Ciężarek miękki 0,5 kg	KC17	2 szt.
			
	Ciężarek miękki 1,0 kg	KC18	2 szt.
			
	Ciężarek miękki 1,5 kg	KC19	1 szt.
			
	Ciężarek miękki 2,0 kg	KC20	1 szt.
			
	Ciężarek miękki 2,5 kg	KC21	1 szt.
			
	Ciężarek miękki 3,0 kg	KC22	1 szt.
			
	Esik do podwieszek UGUL	KC24	30 szt.

Zdjęcie

Element zestawu



Symbol

Ilość

Zastosowanie zestawu podstawowego do UGUL

Wariant podstawowy został przygotowany dla placówek, które chcą uzyskać większe możliwości pracy niż w zestawie minimum, ale bez przechodzenia od razu do najbardziej rozbudowanych kompletów. To rozsądny wybór do codziennej pracy w gabinecie fizjoterapii, gdzie liczy się zarówno gotowość do terapii, jak i możliwość późniejszej rozbudowy stanowiska.

Zestaw pozwala prowadzić ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, czynno-bierne oraz samowspomagane. Dzięki zróżnicowanemu składowi dobrze sprawdza się przy terapii kończyn górnych i dolnych oraz podczas organizowania podstawowych konfiguracji ćwiczeń w kabinie UGUL.

- większy i bardziej uniwersalny skład niż w wariantcie minimum,
- czytelny zestaw do codziennej pracy w gabinecie,
- pełna baza linek, podwieszek i ciężarków do ćwiczeń w podwieszeniu,
- możliwość dalszej rozbudowy o dodatkowe elementy osprzętu.

Powiązane elementy

Jeżeli chcesz rozbudować zestaw podstawowy lub dobrać pojedyncze akcesoria do konkretnych ćwiczeń, sprawdź również powiązane elementy osprzętu UGUL dostępne w SaleMED. Takie linkowanie ułatwia szybkie porównanie kompletów i dobór brakujących części do stanowiska.

- [linka rehabilitacyjna KC05](#)
- [podwieszka pod miednicę KC08](#)
- [podwieszka klatki piersiowej KC09](#)
- [karabińczyk do podwieszeń](#)
- [ciężarek 0,5 kg do UGUL](#)
- [pozostałe komplety osprzętu UGUL](#)