

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-chromowany-iii-p-159.html>

## Parawan chromowany III



Dostępność

**WYCOFANY ZE  
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

**SM-J-P-PRCH3**

### Opis produktu

Parawan jest **trzyczęściowy i wykonany z rurek chromowanych**. Dzięki temu konstrukcja jest lekka i stabilna. Parawan jest całkowicie mobilny dzięki zamontowaniu kółek jezdnych - 6 sztuk. Parawan jest powszechnie stosowany w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich lub kosmetycznych. **Ekran może być wykonany z elanobawełny lub z materiału zmywalnego**. Cała konstrukcja jest bardzo wytrzymała i przeznaczona do intensywnego użytkowania.

#### Cechy parawanu:

- **parawan trzyczęściowy**
- **chromowana konstrukcja**
- **ekran może być zmywalny**
- wytrzymały i stabilny
- gumowe kółka
- możliwość łatwego i szybkiego przemieszczania
- prosta konstrukcja

#### Dane techniczne:

- szerokość: 200 cm
- wysokość: 165 cm
- głębokość: 48 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor ekranu J:** Elanobawełna-zielony , Elanobawełna-pomarańczowy , Elanobawełna-beżowy , Elanobawełna-biały , Elanobawełna-niebieski , Elanobawełna-żółty , Elanobawełna-szary , Zmywalny-biały , Zmywalny-żółty , Zmywalny-zielony , Zmywalny-niebieski