

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-drewniany-trzyczesciowy-p-1557.html>

Parawan drewniany - trzyczęściowy



Cena brutto	1 749,00 zł
Cena netto	1 619,44 zł
Cena poprzednia	1 944,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-PD-03

Opis produktu

Parawan **drewniany trzyczęściowy** jest składany i posiada trzy prostokątne ekrany. **Stelaż jest wykonany z lekkiego drewna bukowego**, które zapewnia pełną stabilizację konstrukcji. Dodatkowo został wyposażony w osiem sztuk kółek z hamulcem. Parawan znalazł zastosowanie w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich.

Cechy parawanu:

- **trzyczęściowy parawan**
- **konstrukcja wykonana z drewna bukowego**,
- stabilny i wytrzymały
- estetyczny wygląd
- gumowe kółka pod stopkami z hamulcem
- możliwość zamówienia ekranu zmywalnego

Dane techniczne:

- szerokość: 230 cm
- wysokość: 170 cm
- głębokość: 35 cm
- waga: 27 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ekran WS: biały-elenobawełna , niebieski-elenobawełna , zielony-elenobawełna , biały-zmywalny (+ 400,00 zł) , żółty-zmywalny (+ 400,00 zł) , niebieski-zmywalny (+ 400,00 zł) , zielony-zmywalny (+ 388,00 zł)

Kolor stelaża parawanu WS: Bezbarwny , Ciemny