

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-dwuskrzydlowy-mobilny-pj-02st-p-1827.html>

Parawan dwuskrzydłowy mobilny PJ-02ST



Cena brutto	1 143,00 zł
Cena netto	1 058,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PJ1
Kod producenta	PJ1-02-ST-ZP_-80-K2

Opis produktu

Parawan mobilny daje pacjentowi świetne warunki intymne. Idealnie sprawdza się w placówkach medycznych, sanatoriach i szkołach. **Stelaż wykonany jest z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały** i składa się z dwóch skrzydeł. Dzięki zamontowanym kółkom można go w łatwy i cichy sposób przemieszczać w dowolne miejsce. Wypełnieniem parawanu jest płócienny materiał-poliester z wodoodporną powłoką. Zapewnia on idealne warunki pracy i dodatkowo jest łatwy w utrzymaniu czystości.

Cechy produktu:

- **stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo na biało**
- zapewnia wysoki komfort użytkowania
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- wyposażony w cztery kółka w tym dwa z blokadą

Wymiary:

- szerokość jednego skrzydła: 800 mm
- wysokość: 1700 mm
- szerokość podstawy: 450 mm
- kółka o średnicy: 50 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor zasłony płóciennej T: nie , ZP-1 miętowy , ZP-2 żółty , ZP-3 niebieski , ZP-4 biały , ZP-5 beżowy , ZP-6 zielony