

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-dwuskrzydlowy-niemagnetyczny-p-3383.html>



Parawan dwuskrzydłowy niemagnetyczny

Cena brutto	1 850,00 zł
Cena netto	1 712,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-PN-TMBY-PJ1-02MR

Opis produktu

Parawan niemagnetyczny dwuskrzydłowy MRI

Parawan dwuskrzydłowy niemagnetyczny do pracowni MRI to rozwiązanie zapewniające dyskrecję oraz bezpieczeństwo w trakcie badań rezonansu magnetycznego. Wykonany w całości z materiałów niemagnetycznych, idealny do szpitali, klinik i laboratoriów, gdzie wymagana jest pełna kompatybilność z urządzeniami MRI.

Kluczowe cechy;

Materiały niemagnetyczne – stelaż i podstawa z najwyższej jakości profilu aluminiowego (lakier proszkowy RAL 7035 - szary).

Mobilność i stabilność – cztery koła Ø 75 mm z tworzywa sztucznego, wszystkie z blokadą, umożliwiają szybkie i bezpieczne przestawianie.

Wodoodporny materiał – zasłonka poliesterowa z powłoką wodoodporną, higieniczna i łatwa w czyszczeniu.

Kolorystyka – do wyboru aż 7 estetycznych wariantów:

- miętowy (ZP1)
- żółty (ZP2)
- niebieski (ZP3)
- biały (ZP4)
- beżowy (ZP5)
- zielony (ZP6)
- szary (ZP7)



**MR CONDITIONAL
TO 3.0 TESLA
Dane techniczne;**

Wymiary skrzydeł: 2 × 700 mm (szer. skrzydła) × 1700 mm (wys.)

Szerokość podstawy: 450 mm

Waga: lekka konstrukcja ułatwiająca montaż i transport.

Uwaga!

Parawan jezdny MR może być stosowany w pracowni rezonansu magnetycznego o mocy do 3T.

Zabrania się stosowania wyrobu w pracowniach rezonansów magnetycznych o większej mocy.

Zastosowanie;

Pracownie diagnostyczne MRI – tworzenie stref prywatności podczas badań.

Szpitala i kliniki – separacja pacjentów i ochrona personelu.

Laboratoria badawcze – wydzielanie przestrzeni roboczej przy aparatach magnetycznych.

Zalety produktu

Bezpieczeństwo – brak elementów ferromagnetycznych eliminuje ryzyko przyciągania przez magnes.

Ergonomia – prosta obsługa dzięki kółkom z blokadą, szybki montaż.

Higiena – wodoodporna zasłonka łatwa do dezynfekcji.

Estetyka – stonowane kolory dopasowujące się do wnętrz medycznych.

Zwiększ bezpieczeństwo i komfort swoich pacjentów – dodaj parawan niemagnetyczny MRI do koszyka już dziś i skompletuj pełne wyposażenie pracowni.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.