

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-jednoskrzydlowy-mobilny-pj-01st-120-z-plyta-z-tworzywa-p-1826.html>



Parawan jednoskrzydłowy mobilny PJ-01ST 120 z płytą z tworzywa

Cena brutto	915,00 zł
Cena netto	847,22 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PJ2
Kod producenta	PJ2-01-ST-PC-120-K2

Opis produktu

Parawan mobilny daje pacjentowi świetne warunki intymne. Idealnie sprawdza się w placówkach medycznych, sanatoriach i szkołach. **Stelaż wykonany jest z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały.** Dzięki zamontowanym kółkom można go w łatwy i cichy sposób przemieszczać w dowolne miejsce. **Wypełnieniem parawanu jest biała płyta z tworzywa PC (poliwęglan).** Zapewnia ona idealne warunki pracy i dodatkowo jest łatwy w utrzymaniu czystości.

Cechy produktu:

- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**
- **wypełnieniem parawanu jest biała płyta PC**
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- wytrzymała i mobilna konstrukcja
- układ jezdny wyposażony w blokady

Wymiary:

- szerokość: 1200 mm
- wysokość: 1700 mm
- szerokość podstawy: 500 mm
- kółka o średnicy: 50 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

