

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-lekarski-niemagnetyczny-p-3379.html>



Parawan lekarski niemagnetyczny

Cena brutto	1 032,00 zł
Cena netto	955,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-PN-TMBY-PJ1-01-M-MR

Opis produktu

Parawan lekarski niemagnetyczny - mobilny, jednoskrzydłowy (MRI Safe)

Idealne rozwiązanie do pracowni rezonansu magnetycznego oraz wszystkich pomieszczeń, gdzie absolutnie wymagana jest eliminacja elementów ferromagnetycznych. Parawan łączy certyfikowane bezpieczeństwo MRI Safe z wysoką funkcjonalnością i estetyką – sprawdzi się zarówno w szpitalach, jak i prywatnych gabinetach diagnostycznych.

Kluczowe zalety;

- Niemagnetyczna konstrukcja MRI Safe – w 100 % bezpieczna w strefach 3 T (parawan niemagnetyczny, parawan do MRI)
- Stabilna, aluminiowa rama lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7035 (szary) – odporna na korozję i łatwa w dezynfekcji (parawan lekarski aluminiowy, łatwe czyszczenie)
- Mobilność 360° – cztery antystatyczne kółka Ø 75 mm z indywidualną blokadą gwarantującą ciche i pewne przemieszczanie (parawan mobilny, parawan na kółkach)
- Zasłona z wodoodpornego poliestru – siedem wariantów kolorystycznych ZP1-ZP7 pozwala dopasować sprzęt do identyfikacji wizualnej placówki (parawan medyczny kolorowy, zasłona wodoodporna)
- Łatwy demontaż tkaniny – szybka wymiana lub pranie w temperaturze 60 °C skraca przestoje i utrzymuje higienę (higiena w pracowni MRI)
- Kompaktowe gabaryty – tylko 450 mm szerokości podstawy, dzięki czemu parawan mieści się nawet w wąskich korytarzach (wyposażenie pracowni rezonansu, oszczędność miejsca).

Specyfikacja techniczna;

- Wymiary skrzydła (szer. × wys.) 1000 × 1700 mm
- Szerokość podstawy; 450 mm
- Materiał stelaża / podstawy Profil aluminiowy, lakier proszkowy RAL 7035 (szary)
- Kółka Ø 75 mm, obudowa z tworzywa, 4 × blokada
- Tkanina zasłony Poliester z powłoką wodoodporną
- Kolory tkaniny ZP1 miętowy, ZP2 żółty, ZP3 niebieski, ZP4 biały, ZP5 beżowy, ZP6 zielony, ZP7 szary. Zasłonka wykonana z trwałej tkaniny Panama PU (100% poliester z wodoodporną powłoką). Materiał charakteryzuje się wysoką

odpornością na przetarcia i rozciąganie, jest łatwy w czyszczeniu i nadaje się do dezynfekcji. Posiada certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 – Klasa I, co oznacza bezpieczeństwo użytkowania także w placówkach medycznych i dla dzieci. Gramatura: 190 g/m². Szerokość: 160 cm. Pranie do 40°C.

- Bezpieczeństwo MRI 7 T / MRI Safe, brak elementów ferromagnetycznych.



**MR CONDITIONAL
TO 3.0 TESLA**

Uwaga!

Parawan jezdny MR może być stosowany w pracowni rezonansu magnetycznego o mocy do 3T.

Zabrania się stosowania wyrobu w pracowniach rezonansów magnetycznych o większej mocy.

Dostępne są również inne długości skrzydła: 600, 800, 900 i 1100 mm - indywidualna wycena.

Zastosowanie;

- Pracownie MRI, CT, PET-MRI
- Oddziały diagnostyki obrazowej
- Sale zabiegowe i gabinety ambulatoryjne
- Wyjazdowe punkty badań (mobilne skanery).

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor zasłony TMBY: Poliester z powłoką; miętowy ZP1 , Poliester z powłoką; żółty ZP2 , Poliester z powłoką; niebieski ZP3 , Poliester z powłoką; biały ZP4 , Poliester z powłoką; beżowy ZP5 , Poliester z powłoką; zielony ZP6 , Poliester z powłoką; szary ZP7