

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-medyczny-mocowany-do-sciany-p-2485.html>



Parawan medyczny mocowany do ściany

Cena brutto	4 050,00 zł
Cena netto	3 750,00 zł
Cena poprzednia	4 430,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PH1
Kod producenta	PH1-07-S-ST-PC-K6.3

Opis produktu

Parawan mobilny siedmioskrzydłowy **mocowany do ściany**.

Parawan jest powszechnie stosowany w szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, a nawet salonach kosmetycznych.

Stelaż wykonany jest z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm., **w tym 2 z blokadą**. **Wypełnienie parawanu, stanowi biała płyta PC** poliwęglan.

Cechy parawanu:

- **siedmioskrzydłowy**
- **mocowany do ściany**
- **stelaż z profilu aluminiowego lakierowany proszkowo**
- **koła (dwa z blokadą)**
- **wypełnienie stanowi biała płyta z tworzywa PC**
- zapewnia wysoki komfort użytkowania
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie

Dane techniczne:

- maksymalna wysokość całkowita: 1700 mm
- wymiary jednego skrzydła: 300x1500 mm
- maksymalna ilość skrzydeł: 7 szt.
- szerokość w stanie złożonym: 190 mm
- szerokość w stanie rozłożonym: 2150 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.