

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-medyczny-niemagnetyczny-p-3380.html>



Parawan medyczny niemagnetyczny

Cena brutto	1 091,00 zł
Cena netto	1 010,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-PN-TMBY-PJ1-01-M-MR

Opis produktu

Parawan medyczny niemagnetyczny do pracowni MRI 120 × 170 cm

Parawan medyczny niemagnetyczny to niezastąpione wyposażenie każdej pracowni MRI (rezonansu magnetycznego). Jednoskrzydłowa, mobilna konstrukcja łączy wymogi bezpieczeństwa strefy magnetycznej z komfortem pacjenta oraz ergonomią pracy personelu.

Najważniejsze cechy;

- Niemagnetyczny stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo w kolorze RAL 7035 (szary) eliminuje ryzyko przyciągania przez pole magnetyczne.
- Stabilna podstawa na czterech kołach Ø 75 mm w obudowie z tworzywa; każde koło posiada indywidualną blokadę.
- Wodoodporna zasłona z poliestru z powłoką łatwocyszczącą i antybakteryjną, dostępna w siedmiu kolorach: miętowym (ZP1), żółtym (ZP2), niebieskim (ZP3), białym (ZP4), beżowym (ZP5), zielonym (ZP6) i szarym (ZP7).
- Kompaktowe wymiary skrzydła 120 × 170 cm przy szerokości podstawy 45 cm ułatwiają manewrowanie w wąskich korytarzach.
- Gładkie profile i powlekana tkanina umożliwiają szybką dezynfekcję standardowymi środkami odkażającymi.

Specyfikacja techniczna;

- Wymiary skrzydła: 1200 × 1700 mm (szerokość × wysokość)
- Szerokość podstawy: 450 mm
- Materiał stelaża: profil aluminiowy, lakier proszkowy RAL 7035
- Zasłona: poliester powlekany (7 wersji kolorystycznych). Zasłona wykonana z trwałej tkaniny Panama PU (100% poliestru z wodoodporną powłoką). Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na przetarcia i rozciąganie, jest łatwy w czyszczeniu i nadaje się do dezynfekcji. Posiada certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 – Klasa I, co oznacza bezpieczeństwo użytkowania także w placówkach medycznych i dla dzieci. Gramatura: 190 g/m². Szerokość: 160 cm. Pranie do 40°C.
- Koła: 4 × Ø 75 mm, tworzywo sztuczne, blokada w każdym kole
- Przeznaczenie: strefy I-III MRI, gabinety zabiegowe, izby przyjęć, OIT

Bezpieczeństwo i kompatybilność z MRI;

Lekki aluminiowy stelaż i elementy z tworzywa pozbawione części ferromagnetycznych gwarantują pełną kompatybilność z polem magnetycznym rezonansu, eliminując zakłócenia obrazowania i zwiększając bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu.

Zastosowanie;

Parawan niemagnetyczny sprawdzi się w pracowniach MRI, salach diagnostyki obrazowej, oddziałach intensywnej terapii oraz gabinetach zabiegowych, zapewniając dyskrecję pacjenta i elastyczne zarządzanie przestrzenią.



**MR CONDITIONAL
TO 3.0 TESLA**

Uwaga!

Parawan jezdny MR może być stosowany w pracowni rezonansu magnetycznego o mocy do 3T.

Zabrania się stosowania wyrobu w pracowniach rezonansów magnetycznych o większej mocy.

Dostępne są również inne długości skrzydła: 600, 800, 900 i 1100 mm - indywidualna wycena.

Zastosowanie materiałów niemagnetycznych zwiększa bezpieczeństwo i przyspiesza organizację procedur. Mobilna konstrukcja upraszcza aranżację pomieszczeń, a wymienne, łatwoczyszczące zasłony obniżają koszty eksploatacji i utrzymania higieny.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor zasłony TMBY: Poliester z powłoką; miętowy ZP1 , Poliester z powłoką; żółty ZP2 , Poliester z powłoką; niebieski ZP3 , Poliester z powłoką; biały ZP4 , Poliester z powłoką; beżowy ZP5 , Poliester z powłoką; zielony ZP6 , Poliester z powłoką; szary ZP7