

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-medyczny-teleskopowy-pt-03st-p-1816.html>



Parawan medyczny teleskopowy PT-03ST

Cena brutto	1 259,00 zł
Cena netto	1 165,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PT1-M
Kod producenta	PT1-M(ST-ST-K5)-200-Z__

Opis produktu

Parawan teleskopowy mobilny służy do zapewnienia odpowiedniej przestrzeni intymnej pacjentowi w szpitalu lub przychodni. Parawan składa się z czterech, nierozłącznych, wysuwanych teleskopowo elementów rurowych zakończonych głowicą, **stalowego masztu** oraz podstawy wyposażonej w układ jezdny. (wszystkie koła z hamulcem). **Maszt i podstawa wykonane są ze stali i lakierowane są proszkowo na kolor biały.** Wysięgnik wyposażony jest w uchwyty na zasłonę, wykonany z kwasoodpornej stali i montowany do ściany. Dzięki temu teleskop jest całkowicie stabilny i wytrzymały w trakcie codziennej pracy. Zasłona może być zmywalna-PCV oraz płócienna-poliester z wodoodporną powłoką.

Cechy produktu:

- **masz i podstawa wykonane ze stali lakierowane proszkowo na biało**
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie
- stabilny i bezpieczny
- wytrzymała i mobilna konstrukcja

Wymiary wysięgnika:

- długość w stanie złożonym: 700 mm
- długość w stanie rozłożonym: 2000 mm
- wysokość całkowita- 1700 mm

Wymiary podstawy: 730 x 430 mm [szerokośćxgłębokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor zasłony TMBY: Zmywalna PCV niebieska ZZ1 , Zmywalna PCV biała ZZ3 , Zmywalna PCV beżowa ZZ4 , Poliester z powłoką; miętowy ZP1 , Poliester z powłoką; żółty ZP2 , Poliester z powłoką; niebieski ZP3 , Poliester z powłoką; biały ZP4 , Poliester z powłoką; beżowy ZP5 , Poliester z powłoką; zielony ZP6 , Poliester z powłoką; szary ZP7