

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-medyczny-zmywalny-niemagnetyczny-p-3382.html>



Parawan medyczny zmywalny niemagnetyczny

Cena brutto	1 500,00 zł
Cena netto	1 388,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-PN-TMBY-PJ2-01MR

Opis produktu

Parawan medyczny zmywalny MRI - niemagnetyczny, jednoskrzydłowy 1200 × 1700 mm (RAL 7035)

Jednoskrzydłowy parawan medyczny zmywalny niemagnetyczny to profesjonalne rozwiązanie stworzone specjalnie do pracowni MRI (Magnetic Resonance Imaging). Dzięki w 100 % niemagnetycznym materiałom nie zakłóca pola magnetycznego aparatu, gwarantując bezpieczeństwo pacjentów oraz urządzeń diagnostycznych. Gładkie powierzchnie ułatwiają codzienną dezynfekcję, spełniając rygorystyczne normy higieniczne placówek medycznych.

Zastosowanie;

- Pracownie rezonansu magnetycznego (MRI)
- Oddziały diagnostyki obrazowej
- Sale zabiegowe i gabinety, gdzie wymagane są wyroby niemagnetyczne
- Tymczasowa osłona pacjenta podczas przygotowania do badania

Najważniejsze korzyści;

- 100 % niemagnetyczny – bezpieczny dla pacjentów i aparatury MRI
- Łatwa dezynfekcja – gładkie powierzchnie, odporne na środki myjące
- Mobilność i stabilność – cztery koła Ø 75 mm z indywidualną blokadą
- Wytrzymała konstrukcja – proszkowo lakierowany profil aluminiowy (RAL 7035, szary)
- Ergonomiczne wymiary – skrzydło 1200 × 1700 mm, podstawa tylko 450 mm

Kluczowe cechy i zalety;

Cechy

Stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na RAL 7035 (szary)

Wypełnienie z białej płyty PC (poliwęglan)

Koła Ø 75 mm z obudową z tworzywa i blokadą

Zmywalna powierzchnia

Jednoskrzydłowa konstrukcja 1200 × 1700 mm

Podstawa tylko 450 mm szerokości

Wyrób medyczny – 8 % VAT

Korzyści dla użytkownika

Lekka, a jednocześnie sztywna konstrukcja odporna na korozję

Trwałe, nie żółknie, nie pęka

Płynne przemieszczanie i pewne unieruchomienie parawanu

Szybka dezynfekcja – oszczędność czasu personelu

Optymalna osłona prywatności przy minimalnym zajęciu przestrzeni

Mieści się nawet w wąskich korytarzach i między aparaturą

Preferencyjna stawka podatku, dokumentacja do rejestracji wyrobu

Specyfikacja techniczna;

Parametr

Wymiary skrzydła (szer. × wys.)

Szerokość podstawy

Konstrukcja

Kolor (RAL)

Wypełnienie

Kółka

Magnetyczność

Klasyfikacja

Kraj produkcji

Wartość

1200 × 1700 mm

450 mm

Profil aluminiowy lakierowany proszkowo

7035 – szary

Płyta PC (poliwęglan), biała

4 × Ø 75 mm, każde z blokadą, obudowa ABS

Niemagnetyczny

Wyrób medyczny VAT 8 %

Polska

Dlaczego warto wybrać ten parawan?

- Dedykowany do MRI – testowany w polach magnetycznych
- Wysoka trwałość – aluminium + PC gwarantują wieloletnią eksploatację
- Zgodność z regulacjami – oznaczenia CE, deklaracja zgodności*
- *Dokumenty dostępne na życzenie.



**MR CONDITIONAL
TO 3.0 TESLA**

Uwaga!

Parawan jezdny MR może być stosowany w pracowni rezonansu magnetycznego o mocy do 3T.

Zabrania się stosowania wyrobu w pracowniach rezonansów magnetycznych o większej mocy.

Parawan medyczny zmywalny niemagnetyczny 1200 × 1700 mm to niezawodna bariera prywatności i ochrony w każdej pracowni MRI. Lekki aluminiowy stelaż RAL 7035, wytrzymałe wypełnienie z poliwęglanu oraz blokowane koła gwarantują bezpieczeństwo, mobilność i łatwe utrzymanie czystości. Postaw na polską jakość potwierdzoną certyfikatem wyrobu medycznego – wybierz parawan stworzony z myślą o bezkompromisowej pracy w silnym polu magnetycznym.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.