

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-metalowy-iii-z-plyta-pcv-p-1737.html>



Parawan metalowy III z płytą PCV

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-J-P3

Opis produktu

Parawan posiada trzyczęściową konstrukcję na którą składają się **metalowe rurki - stelaż oraz płyta pcv - ekran** . Stanowi wyposażenie szpitali, przychodni i gabinetów medycznych, salonów kosmetycznych oraz masażu. Posiada gładki i nowoczesny wygląd. Płyta z pcv dodatkowo stabilizuje całą konstrukcję co wpływa na wytrzymałość i żywotność parawanu. W celu ułatwienia przemieszczania został wyposażony w kółka. Parawan ma za zadanie stworzenie odpowiednich intymnych warunków dla pacjentów , co zapewni im spokój i komfort.

Cechy parawanu:

- **trzyczęściowy parawan**
- **konstrukcja wykonana z metalu i PCV**
- bardzo stabilny i wytrzymały
- estetyczny wygląd
- podgumowane kółka

Dane techniczne:

- szerokość: 282 cm
- wysokość: 165 cm
- głębokość: 48 cm
- grubość płyty PCV: 5 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.