

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-metalowy-trzyczesciowy-p-1560.html>

Parawan metalowy - trzyczęściowy



Cena brutto	853,00 zł
Cena netto	789,81 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-PM-03

Opis produktu

Parawan metalowy trzyczęściowy wykonany jest **ze stalowych rurek zabezpieczonych powłoką lakierową**. W standardzie ekran wykonany jest z elanobawełny, bardzo wytrzymałego materiału, odpornego na zgniatanie i nieścieralnego. Aby zwiększyć mobilność parawanu został wyposażony w układ jezdny (podgumowane kółka) z hamulcem. Jest stosowany w szpitalach, przychodniach medycznych, gabinetach lekarskich, laboratoriach, domach opieki, itp.

Cechy parawanu:

- **trzyczęściowy, składany**
- **metalowa, lekka konstrukcja**
- estetyczny wygląd
- do wyboru ekrany z elanobawełny lub zmywalne
- do wyboru kolor ekranu (biały, niebieski lub zielony)
- do wyboru kolor stelaża

Dane techniczne:

- szerokość: 225 cm
- wysokość: 170 cm
- głębokość: 50 cm
- waga: 15 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ekran WS: biały-elanobawełna , niebieski-elanobawełna , zielony-elanobawełna , biały-zmywalny (+ 400,00 zł) , żółty-zmywalny (+ 400,00 zł) , niebieski-zmywalny (+ 400,00 zł) , zielony-zmywalny (+ 400,00 zł)

Kółka/Stopki: Kółka jezdne , Stopki

Kolor stelaża WS: biały 9003 , 9006 , 7016