

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/parawan-mobilny-harmonijkowy-siedmioskrzydlowy-p-2484.html>



Parawan mobilny harmonijkowy - siedmioskrzydłowy

Cena brutto	4 500,00 zł
Cena netto	4 166,67 zł
Cena poprzednia	4 820,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PH1-07-M
Kod producenta	PH1-07-M-ST-PC-K6.3

Opis produktu

Parawan mobilny siedmioskrzydłowy.

Parawan jest powszechnie stosowany w szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, a nawet salonach kosmetycznych.

Stelaż wykonany jest z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały. Podstawa stalowa lakierowana proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm., **w tym 2 z blokadą. Wypełnienie parawanu, stanowi biała płyta PC** poliwęglan. Dodatkowo parawan posiada system zabezpieczający przed przypadkowym rozłożeniem się parawanu w stanie złożonym w trakcie prowadzenia.

Cechy parawanu:

- siedmioskrzydłowy
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowany proszkowo na biało
- podstawa stalowa lakierowana proszkowo
- koła (dwa z blokadą)
- wypełnienie stanowi biała płyta z tworzywa PC
- system zabezpieczający przed rozłożeniem się parawanu
- zapewnia wysoki komfort użytkowania
- maksimum wygody i bezpieczeństwa
- solidne i estetyczne wykonanie

Dane techniczne:

- maksymalna wysokość całkowita: 1700 mm
- wymiar podstawy: 460x640 mm
- wymiary jednego skrzydła: 300x1500 mm
- maksymalna ilość skrzydeł: 7 szt.
- szerokość w stanie złożonym: 460 mm
- szerokość w stanie rozłożonym: 2250 mm

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.